



WB 100

Bagno stendifette rotondo



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE CND/EMDN	NUMERO DI REPERTORIO
40-300-002	Bagno termostatico per istologia	W02079001	2398554



Dispositivo medico – diagnostico in vitro
IVD in **Classe A**, Reg. UE 2017/746

UDI-DI: 08034120271745
Basic UDI: 080341202W02079001D3



Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A.

Data di pubblicazione: 31/03/2023
Rev. 003

Strumento adatto a stendere le sezioni di tessuti inclusi in paraffina provenienti dai microtomi. Vasca interna in alluminio anodizzato in nero per facilitare la visibilità delle sezioni galleggianti, custodia esterna in acciaio verniciata con polvere epossidica antiacido, nell'intercapedine tra la vasca e l'esterno si trova dell'isolante termico per contenere al massimo la dispersione di calore mantenendo uniforme la temperatura, la quale è regolata e controllata da un termostato con sonda ad espansione di liquido.

Lo strumento è dotato di termostato di sicurezza integrato nella resistenza che interviene in caso di malfunzionamento o sovratemperatura oltre i 100°C togliendo tensione al riscaldatore.

E' compreso nella dotazione un coperchio di protezione antipolvere in alluminio anodizzato.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni in mm			Dimensioni piastra asciugavetrini in mm	
Peso	Diametro	Altezza	Diametro	Altezza
ca. 3.5 kg	345	100	225	50

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità vasca: 1.5 lt
- Temperatura: Regolabile da +30°C a +80°C
- Precisione: A +40°C ±2°C
- Potenza riscaldante: 200W
- Classe di protezione: IP54

Specifiche

Collegamenti elettrici	Voltaggio	230V~
	Frequenza	50/60Hz.
	Potenza nominale	200 W.
Altri collegamenti	Connessioni idrauliche	Non necessarie
	Scarico fumi	Non necessario
Avvertenze e precauzioni	Classificazione del prodotto	Il prodotto è destinato all'uso professionale di laboratorio per operatori sanitari. Il prodotto non è classificato come pericoloso dal punto di vista chimico. Non sono previste particolari avvertenze e precauzioni per questo tipo di prodotto.
	Raccomandazioni	Raccomandiamo in caso di incidente grave di informare subito Bio-Optica Milano S.p.A. e le autorità competenti

N° REVISIONE	MOTIVAZIONE	DATA DI REVISIONE
001	Adeguamento Regolamento UE 2017/746 – IVDR	16/05/2022
002	Aggiornamento classificazione CND/ENDM	18/11/2022
003	Aggiornamento N° Repertorio per adeguamento Regolamento UE 2017/746	31/03/2023

Data di pubblicazione: 31/03/2023

Rev. 003

Data di pubblicazione: 31/03/2023
Rev. 003

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155
www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it