



WB 100

Ümar veevann



KOOD	KIRJELDUS	EMDN
40-300-002	Ümar veevann histoloogilisteks rakendusteks	W02079001



In vitro diagnostiline – meditsiiniseade
IVD klass A, määrus (EL) 2017/746



Tootja: Bio-Optica Milano S.p.A.

UDI-DI: 08034120271745

Basic UDI: 080341202W02079001D3

Väljalaske kuupäev: 18/11/2022
Muudatus 002

See mitmeotstarbeline vann sobib mikrotoomist pärinevate kudede eemaldamiseks parafiinist. Sisemine paak on valmistatud mustast anodeeritud alumiiniumist, mistõttu on selle sees olev materjal hõlpsasti nähtav. Väline korpus on valmistatud ahjus värvitud alumiiniumist, mis on kaetud epoksüvärviga. Vaheuum on isoleeritud soojusisolatsiooniga, et minimeerida soojuskadusid ja säilitada ühtlane temperatuur. Temperatuure reguleerib ja juhib vedeliku paisumisanduriga termostaat.

Seade on varustatud takistusse integreeritud ohutustermostaadiga, mis sekkub rikke või ülekuumenemise korral üle 100 °C, katkestades kütteseadmesse tuleva liinipinge.

Seadmega on kaasas anodeeritud alumiiniumist tolmuvastane kaitsekate.

MÕÖTMED

Üldised mõõtmed millimeetrites			Vanni mõõtmed millimeetrites	
Kaal	Diameeter	Kõrgus	Diameeter	Sügavus
ca 3,5 kg	345	100	225	50

TEHNILISED OMADUSED

- Vanni maht: 1,5 l
- Temperatuuriseadistus: alates +30 °C kuni +80 °C
- Täpsus: +40 °C juures ±2°C
- Kaitseaste: IP54

Tehnilised andmed

Elektriühendused	Pinge	230 V
	Sagedus	50/60Hz.
	Toide	200 W
Muud ühendused	Veeühendused	Pole vajalikud
	Aurude äratõmme/filtreerimine	Pole vajalikud
Hoiatused ja ettevaatusabinõud	Toote klassifikatsioon	Toode on mõeldud tervishoiutöötajatele professionaalseks laboratoorseks kasutamiseks.
	Märkused	Tõsise õnnetusjuhtumi korral teavitage sellest viivitamatult ettevõtet Bio-Optica Milano S.p.A ja asjakohaseid pädevaid asutusi.

MUUDATUS	KIRJELDUS	KUUPÄEV
001	Määruse (EL) 2017/746 (IVDR) uuendus	16/05/2022
002	EMDN-i värskendus	18/11/2022

Väljalaske kuupäev: 18/11/2022
Muudatus 002