



# **WB 1770**

## Vandbad



KODE	BESKRIVELSE	CODICE CND/EDMN
40-300-000	Vandbad	W02079001



In vitro diagnose – medicinsk enhed  
IVD in **klasse A**, Reg. UE 2017/746  
UDI-DI: 08034120271462  
Basic UDI: 080341202W02079001D3



Producent: Bio-Optica Milano S.p.A.

Lanceringsdato: 18/11/2022  
Rev. 002

Termostatisk bad som bruges til at indsamle og tørre histologiske prøvesektioner.

Designet til at blive brugt sammen med laboratoriemikrotomen. Den holder vandtemperaturen på det ønskede niveau, så sektionerne kan håndteres korrekt.

### DIMENSIONELLE FUNKTIONER

Dimensioner i mm				Skivetørrepladens dimensioner i mm	
Vægt	Bredde	Dybde	Højde	Bredde	Dybde
ca. 8 kg	350	365	155	350	100

### STRUKTURELLE FUNKTIONER

- Malet stålkabinet.
- NTC10K sonde forsynet med leddelt arm og sikkerhedsanordning, der afbryder strømforsyningen og bassinopvarmningen, når badet fjernes.
- Aftageligt pirex-bad (kapacitet ca. 1,2 liter) med en enkel betjening af påfyldning og tømning.
- En 6 watt neonlampe oplyser badet, for at gøre det nemmere at opsamle sektionerne.
- Skivetørreplade med plads til op til 24 skiver, placeret bagerst.

### TEKNISKE FUNKTIONER

- Justering af driftstemperatur (vandbad): Fra +20 °C til +70 °C via elektronisk termostat med mikroprocessor. Aflæsningspræcision  $\pm 1$  °C.
- Temperaturtagningssystem: Med en NTC10K sonde som nedsænkes direkte i vandet.
- Visualisering og modificering af driftsparametre: Via kontrolpanel med decimal digitalt display.
- Justering af driftstemperatur (skivetørreplade): Fra +20 °C til +65 °C via analogisk manuel termostat. Den fulde skala op til 90 °C er ikke brugbar

### Tekniske data

Elektriske tilslutninger	Spænding	230V~
	Frekvens	50/60Hz.
	Strøm	350 W.
Andre tilslutninger	Vandtilslutninger	Ikke nødvendigt
	Røgaspiration/filtrering	Ikke nødvendigt
Advarsel og forholdsregler	Produktklassificering	Produktet er beregnet til brug i et professionelt laboratorium af sundhedsprofessionelle.
	Bemærkninger	I tilfælde af en alvorlig ulykke, bedes du omgående informere Bio-Optica Milano S.p.A samt de kompetente myndigheder

Lanceringsdato: 18/11/2022

Rev. 002

### Standardkomponenter inkluderet i udstyret

KODE	BESKRIVELSE	MÆNGDE
40-300-050,0	PIREX-BAD	1
40-300-051,0	OPALINE HVIDT LÅG	1

REVISION	BESKRIVELSE	DATO
001	UE-bestemmelse 2017/746 – IVDR-opdatering	16/05/2022
002	EMDN opdatering	18/11/2022

Lanceringsdato: 18/11/2022  
Rev. 002