



WB 1770

Veevann



KOOD	KIRJELDUS	EDMN
40-300-000	Veevann	W02079001



In vitro diagnostiline – meditsiiniseade
IVD klass A, määrus (EL) 2017/746
UDI-DI: 08034120271462
Basic UDI: 080341202W02079001D3



Tootja: Bio-Optica Milano S.p.A.

Väljalaske kuupäev: 18/11/2022
Muudatus 002

Termostaadiga vann histoloogiliste proovilõikude kogumiseks ja kuivatamiseks.

Mõeldud kasutamiseks koos labori mikroomiga, see hoiab vee temperatuuri soovitud tasemel, võimaldades proovilõike nõuetekohaselt käsitseda.

MÕÖTMED

<i>Mõõtmed millimeetrites</i>				<i>Alusklaaside kuivatusplaat Mõõtmed millimeetrites</i>	
Kaal	Laius	Sügavus	Kõrgus	Laius	Sügavus
ca 8 kg	350	365	155	350	100

STRUKTUURILISED OMADUSED

- Värvitud terasplekist korpus.
- NTC10K andur on varustatud liigendvarre ja turvaseadmega, mis katkestab kausi eemaldamisel toite ja lülitab välja kausi soojendamise.
- Eemaldatav Pyrex-klaasist kaus (maht ligikaudu 1,2 liitrit) lihtsaks täitmiseks ja tühjendamiseks.
- Kausi valgustab 6 W neonlamp, mis hõlbustab proovilõikude kogumist.
- Alusklaaside kuivatusplaat, mis mahutab kuni 24 alusklaasi ja paikneb tagaküljel.

TEHNILISED OMADUSED

- Töötemperatuuri reguleerimine (veevann): alates +20 °C kuni +70 °C mikroprotsessoriga elektrilise termostaadi kaudu. Näitude täpsus ±1°C
- Temperatuuri mõõtmise süsteem: otse vette kastetud anduriga NTC10K.
- Tööparameetrite kuvamine ja muutmine: digitaalse komakohtadega ekraaniga juhtpaneeli kaudu.
- Töötemperatuuri reguleerimine (kuivatusplaat): alates +20 °C kuni +65 °C analoogse käsitsi termostaadi abil. Täisskaala kuni 90 °C ei ole kasutatav.

Tehnilised andmed

Elektriühendused	Pinge	230 V
	Sagedus	50/60Hz.
	Toide	350 W
Muud ühendused	Veeühendused	Pole vajalikud
	Aurude äratõmme/filtreerimine	Pole vajalikud
Hoiatused ja ettevaatusabinõud	Toote klassifikatsioon	Toode on mõeldud tervishoiutöötajatele professionaalseks laboratoorseks kasutamiseks.
	Märkused	Tõsise õnnetusjuhtumi korral teavitage sellest viivitamatult ettevõtet Bio-Optica Milano S.p.A ja asjakohaseid pädevaid asutusi.

Väljalaske kuupäev: 18/11/2022

Muudatus 002

Seadmega kaasas olevad standardtarvikud

KOOD	KIRJELDUS	KOGUS
40-300-050,0	PYREX-KLAASIST KAUSS	1
40-300-051,0	PIIMVALGE KAAS	1

MUUDATUS	KIRJELDUS	KUUPÄEV
001	Määruse (EL) 2017/746 (IVDR) uuendus	16/05/2022
002	EMDN-i värskendus	18/11/2022

Väljalaske kuupäev: 18/11/2022
Muudatus 002