


Base per istoteca



Nell'immagine, dall'alto vs il basso:

- Coperchio
- Modulo Histoslides
- Modulo Histoblock
- Modulo Colorteca
- Modulo per macrosezioni
- Base

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
03-5000-BA	Base per archivio modulare Histoslides / Histoblock / Colorteca	1 pz.



Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)

Data di pubblicazione: 22/07/2024

Rev. 02

Base per istoteca in lamiera metallica, spessore 9/10, laccata di colore bianco da utilizzare:

- con le istoteche per vetrini Histoslides, codice 03-5000-14,
- con le istoteche per blocchetti Histoblock, codice 03-B900,
- con le istoteche per macrosezioni, codice 03-7000,
- con le Colortecche per vetrini e blocchetti, della serie codice 03-COLOR13.

Specifiche

Dati tecnici	Materiale	Lamiera metallica
	Dimensioni (l x p x h)	(490 x 490 x 60) mm
	Collegamenti elettrici	Non necessari
Packaging	Contenitore primario	Scatola in cartone rinforzato
	Etichetta	Etichetta adesiva cartacea presente sulla confezione esterna
	Contenitore secondario	Non presente
Conservazione	Stoccaggio	Data la tipologia di prodotto, non sono previste particolari modalità di conservazione e stoccaggio.
	Temperatura di stoccaggio	Non sono previste particolari limitazioni.
	Stabilità	Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo.
	Validità	Non applicabile.
Avvertenze e precauzioni	Modalità di utilizzo	Non sono necessarie precauzioni particolari per il corretto utilizzo del prodotto.
	Classificazione del prodotto	Il prodotto è destinato all'utilizzo di personale tecnico specializzato. Il prodotto non è classificato come pericoloso.
	Smaltimento	Dopo l'utilizzo, rifiuto in materiale plastico; conferire ad aziende specializzate ed autorizzate, secondo legislazione vigente.

Data di pubblicazione: 22/07/2024

Rev. 02