


Base para histoteca



En la foto, de arriba:

- Tapa
- Modulo Histoslido
- Modulo Histoblock
- Modulo Colorteca
- Modulo para macrosecciones
- Base

CODIGO	DESCRIPCION	ENVASE
03-5000-BA	Base para archivador modular Histoslido / Histoblock / Colorteca	1 un.



Productor: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)

Publicación: 22/07/2024
Rev. 01

Base para histoteca, realizada en chapa metálica, espesor 9/10, lacado de color blanco, para utilizar:

- con las histotecas para portaobjetos Histoslides, código 03-5000-14,
- con las histotecas para casetes Histoblock, código 03-B900,
- con los archivos para macrosecciones, código 03-7000,
- con las Colorteche para portaobjetos y casetes, della serie código 03-COLOR13.

Specificaciones técnicas

Datos	Material	Chapa metallica
	Dimensiones (l x p x h)	(490 x 490 x 60) mm
	Conexiones eléctricas	No necesarias
Envase	Envase primario	Caja en carton
	Etiqueta	Etiqueta de papel adhesivo en el embalaje exterior
	Envase secundario	No presente
Almacenamiento	Almacenamiento	Dado el tipo de producto no son necesarias medidas especiales de conservación y almacenamiento.
	Temperatura de almacenamiento	No hay limitaciones particulares.
	Estabilidad	El producto se considera estable en el tiempo.
	Validez	No aplica.
Avertencias	Metodo de uso	No son necesarias precauciones especiales para el correcto uso del producto.
	Clasificación del producto	El producto está destinado al uso de personal técnico especializado. El producto no está clasificado como peligroso.
	Forma de eliminación	Eliminar según las leyes vigentes.

Publicación: 22/07/2024

Rev. 01