




# BIOCAJAS

Para inclusión



CÓDIGO	COLOR	EMBALAJE	NÚMERO DE REPERTORIO	UDI-DI
07-7100	Blanco	1.500 un. (3 dispensers de 500 unidades)	1554459	08033976235253
07-7110	Naranja	1.500 un. (3 dispensers de 500 unidades)	1554468	08033976235260
07-7120	Azul	1.500 un. (3 dispensers de 500 unidades)	1554469	08033976235277
07-7130	Amarillo	1.500 un. (3 dispensers de 500 unidades)	1554470	08033976235284
07-7140	Lila	1.500 un. (3 dispensers de 500 unidades)	1554471	08033976235291
07-7150	Rosa	1.500 un. (3 dispensers de 500 unidades)	1554472	08033976235307
07-7160	Verde	1.500 un. (3 dispensers de 500 unidades)	1554473	08033976235314
07-7180	Gris	1.500 un. (3 dispensers de 500 unidades)	1554474	08033976235321



Producto sanitario-diagnóstico in vitro  
Código CND: W05030501  
IVD en **Clase A**, Reg. UE 2017/746



Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05030501YL



Producto desechable

Fecha de publicación: 16/05/2022

Rev. 001

Cajas estándar para la inclusión de muestras histológicas.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cajas de tipo universal con tapa pegada y orificios rectangulares, dotadas de doble sistema de cierre, para garantizar una perfecta estanqueidad durante el procesamiento.

Realizadas en resina acetálica: este material posee una óptima estabilidad a las altas temperaturas, a los tratamientos con microondas, a los solventes, a los ácidos y a las bases; óptimo para el procesamiento y la inclusión de muestras en parafina.

La identificación del contenido es facilitada por las superficies rugosas de los tres lados de la caja, aptas para la escritura con lápiz, con plumas para histología (código 11-50) o con impresoras para cajas Leica IP y Sakura Autowrite.

Las biocajas se fabrican según nuestras mejores competencias técnicas. A causa de la complejidad del producto y el tipo de material empleado, debe considerarse fisiológica una cantidad de cajas defectuosas de 5.000 PPM (partes por millón), correspondiente a un porcentaje de 0,5%.

Dentro de esta cantidad, no se aceptan reclamaciones ni solicitudes de sustitución en garantía.

### Especificaciones

Especificaciones técnicas	Composición química	Resina acetálica (Polioximetileno Poliacetal)
	Medidas internas	30 x 25 x 5 mm
	Medidas externas	40 x 28 x 6 mm
	Medidas de los orificios	(5.8 ± 0.2) x (1 ± 0.1) mm
	Inclinación de la superficie	45°
	Peso medio de la caja	3,40 g
Packaging	Embalaje primario	Dispenser de cartón resistente, con apertura frontal para facilitar la extracción de las cajas.
	Embalaje secundario	Caja de cartón
Conservación	Condiciones de almacenamiento	Para este tipo de producto no están previstas modalidades de conservación y almacenamiento particulares.
	Estabilidad	El producto es estable a lo largo del tiempo.
	Validez	No aplicable a este tipo de producto.
Advertencias y precauciones	Modo de uso	No previstas para este tipo de producto.
	Clasificación del producto	El producto está destinado al uso profesional en laboratorio por parte de operadores sanitarios. El producto no está clasificado peligroso desde el punto de vista químico. No están previstas advertencias ni precauciones particulares para este tipo de producto.
	Eliminación	Desechar según las normas vigentes.
	Recomendaciones	En caso de accidente grave, informar de inmediato a Bio-Optica Milano S.p.A. y a las autoridades competentes.

N° REVISIÓN	MOTIVO	FECHA DE REVISIÓN
001	Adecuación Reglamento UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022

Fecha de publicación: 16/05/2022

Rev. 001