




КАСЕТИ ЗА БИОПСИИ

За включване в парафинови блокчета



КОД	ЦВЯТ	ОПАКОВКА	UDI-DI
07-7100	Бяло	1500 бр. (3 кутии, по 500 бр. във всяка)	08033976235253
07-7110	Оранжево	1500 бр. (3 кутии, по 500 бр. във всяка)	08033976235260
07-7120	Синьо	1500 бр. (3 кутии, по 500 бр. във всяка)	08033976235277
07-7130	Жълто	1500 бр. (3 кутии, по 500 бр. във всяка)	08033976235284
07-7140	Лилаво	1500 бр. (3 кутии, по 500 бр. във всяка)	08033976235291
07-7150	Розово	1500 бр. (3 кутии, по 500 бр. във всяка)	08033976235307
07-7160	Зелено	1500 бр. (3 кутии, по 500 бр. във всяка)	08033976235314
07-7180	Сиво	1500 бр. (3 кутии, по 500 бр. във всяка)	08033976235321



IVD: Инвитро диагностика – медицинско изделие
IVD от клас А, Регламент (ЕС) 2017/746



Производител: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05030501YL



За еднократна употреба

Дата на публикуване: 16/05/2022

Ред. 001

Стандартни касети за включване на хистологични проби в парафинови блокчета.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Касети с прикрепен капак и правоъгълни отвори; системата за двойно затваряне гарантира, че касетата е идеално затворена по време на обработката.

Изработени са от полиацетал – полимер, който е устойчив на високи температури, обработка в микровълнова фурна, разтворители, киселини и основи, поради което е оптимален за процедурите за включване в парафинови блокчета и хистологична обработка.

За да може да се идентифицира пробата, отстрани на касетите може да се пише. Върху тези повърхности може да се пише с маркери или маркери за хистологични проби (код 11-50 или 11-400), както и да се печата с автоматичните касетни принтери Leica IP и Sakura Autowrite.

Касетите за биопсии се произвеждат по най-добрите ни технологии, но поради сложността на детайлите и вида на използвания материал има 0,5% дефектни изделия (5000 изделия на милион), което следва да се има предвид. В рамките на този процент, Bio-Optica не приема рекламации и/или искове за гаранционна замяна.

Технически данни

Технически спецификации	Химичен състав	Полиацетал (полиоксиметилен, POM)
	Вътрешни размери	30 x 25 x 5 mm
	Външни размери	40 x 28 x 6 mm
	Размери на отворите	(5,8 ± 0,2) x (1 ± 0,1) mm
	ц	45°
	Тегло	3,40 g
Опаковка	Оригинална фабрична опаковка	Картонени кутии с отвор отпред за лесно изваждане на касетите.
	Външна опаковка	Картонена кутия.
Съхранение	Условия за съхранение	Този материал не изисква специални условия за съхранение.
	Стабилност	След първото отваряне, продуктът е стабилен.
	Годност	Неприложимо за този тип продукт.
Предупреждения и предпазни мерки	Инструкции за употреба	Не са необходими за този продукт.
	Класификация на продукта	Продуктът е предназначен за професионална лабораторна употреба от медицински специалисти. Продуктът не е химически опасен. Не са необходими предупредителни и предпазни мерки.
	Изхвърляне	Спазвайте всички държавни и местни екологични разпоредби относно изхвърлянето на отпадъци.
	Препоръки	В случай на сериозна злополука препоръчваме незабавно да информирате Bio-Optica Milano S.p.A и компетентните власти.

РЕДАКЦИЯ №	ОСНОВАНИЕ	ДАТА НА РЕДАКЦИЯТА
001	Корекция на Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за инвитро диагностика (IVDR)	16.5.2022 г.

Дата на публикуване: 16/05/2022

Ред. 001