

## *Carta da filtro*



CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONAMENTO
08-656	50 x 50 cm	500 pz



Produttore: Gruppo Cordenons S.p.A. - Milano  
Distributore Bio-Optica Milano S.p.A.

Data di pubblicazione: 14/04/2020  
Rev. 02

### DETTAGLI PRODOTTO

Carta da filtro, di colore naturale, per tutti gli usi correnti di laboratorio riferiti ad impurezze grossolane. Ha buona resistenza ad umido e a secco ed è impiegata sui banchi di laboratorio.

### Dettagli tecnici

Caratteristiche della carta	Unità di misura	Obiettivo	Minimo tollerato	Massimo tollerato	Metodo di analisi
Grammatura	g/m <sup>2</sup>	67	64	70	MCM-003 (ISO 536)
Spessore	µm	130	117	143	MCM-004 (ISO 534)
Densità apparente	g/cm <sup>3</sup>	0.52	-	0.54	MCM-048 (ISO 534)
Permeabilità all'aria Gurley (0-400 ml)	sec/cm	7	5	9	MCM-013 (ISO 5636)
Carico di rottura DL	N/15mm	45.0	38.3	-	MCM-017 (ISO 1924)
Carico di rottura ad umido DL	N/15mm	5.4	4.6	-	
Carico di rottura DT	N/15mm	25.0	21.3	-	
Carico di rottura ad umido DT	N/15mm	3.0	2.6	-	
Velocità di filtrazione	sec.	23	20	26	MCM-030 Area di prova 78.5 cm <sup>2</sup> Portata acqua 1 litro
pH della carta	n.p.	7.0	6.5	7.5	MCM-041

Data di pubblicazione: 14/04/2020

Rev. 02