

Cartoglass e Cartobloc

Arquivos em cartão



CODIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
03-4010-BC	Arquivo Cartobloc para cassetes	10 pz.
03-4015-BA	Arquivo Cartoglass para lâminas	10 pz.
03-4020-CO	Tampa para Cartoglass e Cartobloc	10 pz.



Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)

Emissão: 18/03/2020
Rev. 02

Arquivos para lâminas e amostras histológicas incluídas, produzidos em cartão resistente e leve, fáceis de transportar, mesmo quando estão cheios.

A estrutura é constituída por cartão leve e resistente, e é dotada de separadores internos. O arquivo para lâminas, Cartoglass, pode conter até 3000 lâminas, ao passo que o arquivo para inclusões pode conter até 320 cassetes ou 220 anéis.

Especificações técnicas

Dados técnicos	Material	Papelão
	Dimensões Cartobloc (l x p x h)	(290 x 400 x 45) mm
	Dimensões Cartoglass (l x p x h)	(290 x 400 x 80) mm
	Dimensões tampa (l x p x h)	(290 x 400 x 15) mm
	Capacidade cassetes Cartobloc	320 sobre
	Capacidade laminas Cartoglass	3.000 sobre
Embalagem	Recipiente primário	Caixa de papelão
	Etiqueta	Etiqueta de papel adesivo na embalagem externa
	Recipiente secundário	Não presente
Conservação	Armazenamento	Dada a tipologia de produto, não são necessárias particulares precauções de conservação e armazenamento.
Avisos	Classificação do produto	O produto é destinado ao uso de pessoal técnico especializado. O produto não está classificado como perigoso.
	Modo de eliminação	Elimine segundo as normativas vigentes.

Emissão: 18/03/2020

Rev. 02