

Colorteca

Archivio per vetrini e/o blocchetti



Nell'immagine, dall'alto vs il basso:

- Coperchio
- Modulo per macrosezioni
- Modulo Colorteca
- Modulo Istobloc
- Modulo Istoglass
- Base

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
03-COLOR13	Telaio, colore bianco	1 pz.
03-CA7100	Cassetto semplice, colore bianco	1 pz.
03-CA7110	Cassetto semplice, colore arancio	1 pz.
03-CA7120	Cassetto semplice, colore azzurro	1 pz.
03-CA7130	Cassetto semplice, colore giallo	1 pz.
03-CA7140	Cassetto semplice, colore lilla	1 pz.
03-CA7150	Cassetto semplice, colore rosa	1 pz.
03-CA7160	Cassetto semplice, colore verde	1 pz.
03-CA7180	Cassetto semplice, colore grigio	1 pz.
03-CA7100S	Cassetto con separatori interni per 156 vetrini, colore bianco	1 pz.
03-CA7110S	Cassetto con separatori interni per 156 vetrini, colore arancio	1 pz.
03-CA7120S	Cassetto con separatori interni per 156 vetrini, colore azzurro	1 pz.
03-CA7130S	Cassetto con separatori interni per 156 vetrini, colore giallo	1 pz.
03-CA7140S	Cassetto con separatori interni per 156 vetrini, colore lilla	1 pz.
03-CA7150S	Cassetto con separatori interni per 156 vetrini, colore rosa	1 pz.
03-CA7160S	Cassetto con separatori interni per 156 vetrini, colore verde	1 pz.
03-CA7180S	Cassetto con separatori interni per 156 vetrini, colore grigio	1 pz.



Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)


Data di pubblicazione: 16/09/2024

Rev. 03

Archivio modulare a tredici cassette con struttura esterna in lamiera metallica, spessore 9/10, laccata di colore bianco e cassette in plastica colorata, per la conservazione di vetrini istologici o blocchetti inclusi in paraffina.

E' composta da tredici cassette scorrevoli su guida. Ogni cassetto è corredato da una comoda unghietta frontale per la presa.

La Colorteca è stata progettata per la necessità di avere un unico archivio in cui separare e contemporaneamente conservare i blocchetti inclusi e i vetrini. I cassette sono in plastica, disponibili in otto diversi colori per facilitare l'archiviazione di blocchetti e vetrini. In ogni cassetto sono presenti due divisori che aiutano la tenuta e consentono di mantenere in posizione verticale i vetrini e le biocassette.



Ogni modulo può essere corredato da una base (dimensioni 490 x 490 x 60 mm) e da un coperchio (dimensioni 490 x 490 x 25 mm), anch'essi realizzati in lamiera bianca laccata.

La Colorteca può, inoltre, essere sovrapposta a moduli Istoglass (codice 03-5000-14) e/o Istobloc (codice 03-B900) pre-esistenti, in quanto possiede le stesse dimensioni. La possibilità di sovrapposizione dei moduli (fino ad un massimo di 10 moduli) permette di ridurre l'ingombro degli archivi, garantendo allo stesso tempo la protezione del contenuto.

Accessori opzionali

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
03-5000-BA	Base per Istoglass, colore bianco	1 pz.
03-5000-CO	Coperchio per Istoglass, colore bianco	1 pz.

Specifiche

Dati tecnici	Materiale telaio	Lamiera metallica
	Materiale cassette	Plastica
	Dimensioni (l x p x h)	(490 x 490 x 120) mm
	Peso modulo vuoto	6 kg
	Peso modulo pieno (con biocassette)	11 kg
	Peso modulo pieno (con vetrini)	32 kg
	Numero cassette per modulo	13
	Capacità biocassette per modulo	624 circa (48 per cassetto)
	Capacità anelli ring per modulo	312 (24 per cassetto)
	Capacità vetrini per modulo	4290 (330 per cassetto)
	Collegamenti elettrici	Non necessari

Data di pubblicazione: 16/09/2024

Rev. 03

Packaging	Contenitore primario	Scatola in cartone rinforzato
	Etichetta	Etichetta adesiva cartacea presente sulla confezione esterna
	Contenitore secondario	Non presente
Conservazione	Stoccaggio	Data la tipologia di prodotto, non sono previste particolari modalità di conservazione e stoccaggio.
	Temperatura di stoccaggio	Non sono previste particolari limitazioni.
	Stabilità	Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo.
	Validità	Non applicabile.
Avvertenze e precauzioni	Modalità di utilizzo	Non sono necessarie precauzioni particolari per il corretto utilizzo del prodotto.
	Classificazione del prodotto	Il prodotto è destinato all'utilizzo di personale tecnico specializzato. Il prodotto non è classificato come pericoloso.
	Smaltimento	Dopo l'utilizzo, rifiuto in materiale plastico; conferire ad aziende specializzate ed autorizzate, secondo legislazione vigente.

Data di pubblicazione: 16/09/2024

Rev. 03