

Colorteca

Archive pour lames et/ou bloquets



Dans l'image, du haut en bas:
 Couvercle
 Module pour macrosections
 Module Colorteca
 Module Istobloc
 Module Istoglass
 Base

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
03-COLOR13	Structure blanche	1 pz.
03-CA7100	Tiroir simple, blanc	1 pz.
03-CA7110	Tiroir simple, orange	1 pz.
03-CA7120	Tiroir simple, azur	1 pz.
03-CA7130	Tiroir simple, jaune	1 pz.
03-CA7140	Tiroir simple, lilie	1 pz.
03-CA7150	Tiroir simple, rose	1 pz.
03-CA7160	Tiroir simple, vert	1 pz.
03-CA7180	Tiroir simple, gris	1 pz.
03-CA7100S	Tiroir avec séparateurs pour 156 lames, blanc	1 pz.
03-CA7110S	Tiroir avec séparateurs pour 156 lames, orange	1 pz.
03-CA7120S	Tiroir avec séparateurs pour 156 lames, azur	1 pz.
03-CA7130S	Tiroir avec séparateurs pour 156 lames, jaune	1 pz.
03-CA7140S	Tiroir avec séparateurs pour 156 lames, lilie	1 pz.
03-CA7150S	Tiroir avec séparateurs pour 156 lames, rose	1 pz.
03-CA7160S	Tiroir avec séparateurs pour 156 lames, vert	1 pz.
03-CA7180S	Tiroir avec séparateurs pour 156 lames, gris	1 pz.



Fabricant: Bio-Optica Milano S.p.A.
 Via San Faustino 58
 20134 MILANO (MI)

Émission: 16/09/2024
 Rev. 04

Archive modulaire avec treize tiroirs à structure externe en tôle, épaisseur 9/10, tiroirs en plastique laqué blanc et colorés, pour la conservation des lames ou blocs histologiques inclus dans la paraffine. Il se compose de treize tiroirs coulissants sur un guide. Chaque tiroir est équipé d'une griffe avant confortable pour la préhension.

Le Colorteca a été conçu pour la nécessité d'avoir une seule archive dans laquelle séparer et stocker simultanément les blocs et les diapositives inclus. Les tiroirs sont en plastique, disponibles en huit couleurs différentes pour faciliter le stockage des blocs et des lames. Dans chaque tiroir, il y a deux séparateurs qui aident à sceller et vous permettent de maintenir les lames et les biocassettes en position verticale.



Chaque module peut être équipé d'une base (dimensions 490 x 490 x 60 mm) et d'un couvercle (dimensions 490 x 490 x 25 mm), également en tôle laquée blanche.

Le Colorteca peut également être superposé aux modules Istoglass préexistants (code 03-5000-14) et / ou Istobloc (code 03-B900), car il a les mêmes dimensions. La possibilité de chevauchement des modules (jusqu'à un maximum de 10 modules) vous permet de réduire la taille des archives, tout en assurant la protection du contenu.

Accessoires optionnels

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
03-5000-BA	Base pour Istoglass, blanc	1 pz.
03-5000-CO	Couvercle pour Istoglass, colore blanc	1 pz.
03-5000-MD	Ressort séparateur pour lames	1 pz.

Spécifications Techniques

Données techniques	Matériau	Tôle laquée blanche
	Dimensions (l x p x h)	(490 x 490 x 120) mm
	Poids module vide	6 kg
	Poids module plein avec cassettes	11 kg
	Poids module plein avec lames	32 kg
	Nombre tiroirs par module	13
	Capacité biocassettes par module	624 environ (48 par tiroir)
	Capacité anneaux par module	312 (24 par tiroir)
	Capacité lames par module	4290 (330 par tiroir)

Émission: 16/09/2024

Rev. 04

Emballage	Conteneur primaire	Boîte en carton
	Etiquette	Etiquette adhésive sur l'emballage extérieur
	Conteneur secondaire	Absent
Stockage	Conditions	Conditions particulières pas nécessaires
Attention	Classification du produit	Pour les opérateurs techniques spécialisés. Produit non classé comme dangereux.
	Disposition	Déchets plastiques, éliminer conformément aux lois locales.

Émission: 16/09/2024

Rev. 04