




# EMBEDDING CASSETTE - EINBETTUNGS- KASSETTEN

Zum Einbetten



CODE	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	UDI-DI	Basic UDI
07-7350	Deckend weiße Farbe	3.000 Stk. (3 Spender zu 1000 Stück)	08033976235451	080339762W05030501YL
07-086-74195	Metaldeckel	10 Stück	08033976235208	080339762W05030580ZA



Medizinprodukt - In-vitro-Diagnostikum  
CND-Code: W05030501  
IVD in **Klasse A**, Reg. EU 2017/746



Hersteller: Bio-Optica Milano S.p.A.



Einwegprodukt

Veröffentlichungsdatum: 16/05/2022  
Rev. 001

Kassetten für das Einbetten histologischer Proben, ohne Deckel, mit dem speziellen wiederverwendbaren Deckel aus Metall zu verwenden.

### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Die Embedding Cassette bestehen aus Acetalharz: Dieses Material besitzt eine hervorragende Stabilität gegenüber hohen Temperaturen, Mikrowellenbehandlungen, Lösungsmitteln, Säuren und Laugen; das Material ist daher optimal für die Verarbeitung und Einbettung von Teilen in Paraffin geeignet.

Die Identifizierung des Inhalts der Kassetten wird durch raue Oberflächen auf drei Seiten erleichtert, die sich zum Beschriften mit Graphitbleistiften eignen. Für eine untlgbare Identifizierung wird der Gebrauch von Stiften des Typs Histology Pen empfohlen (Code 11-50 oder 11-400).

Die Embedding Cassette werden nach bestem technischen Wissen hergestellt. Aufgrund der Komplexität der Biopsie-Kassetten und der Art des verwendeten Materials ist eine Menge an fehlerhaften Bio-Kassetten von 5.000 PPM (Parts Per Million), was einem Prozentsatz von 0,5% entspricht, als physiologisch anzusehen. Reklamationen und/oder Anträge auf Ersatz im Rahmen der Garantie werden innerhalb dieser Menge nicht akzeptiert.

### Spezifikationen

Technische Spezifikationen	Chemische Zusammensetzung	Acetalharz (Polyoxymethylen Polyacetal)
	Innenabmessungen	30 x 25 x 5 mm
	Außenabmessungen	40 x 28 x 6 mm
Verpackung	Primärbehälter	Spender aus widerstandsfähiger Pappe mit Öffnung an der Vorderseite zur einfachen Entnahme der Kassetten.
	Sekundärbehälter	Pappkarton
Lagerung	Lagerungsbedingungen	In Anbetracht des Produkttyps sind keine besonderen Aufbewahrungs- und Lagerungshinweise zu befolgen.
	Haltbarkeit	Das Produkt ist in Laufe der Zeit stabil.
	Haltbarkeit	Nicht zutreffend für diesen Produkttyp.
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	Verwendungsweise	Nicht vorgesehen für diesen Produkttyp.
	Produktklassifizierung	Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch im Labor durch Fachpersonal bestimmt. Das Produkt ist unter dem chemischen Aspekt nicht als gefährlich eingestuft. Für diesen Produkttyp sind keine speziellen Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen vorgesehen.
	Entsorgungshinweise	Gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.
	Empfehlungen	Es wird empfohlen, im Falle eines schweren Unfalls sofort Bio-Optica Milano spa und die zuständigen Behörden zu informieren.

REVISION NR.	GRUND	REVISIONSDATUM
001	Anpassung an die EU-Verordnung 2017/746 - IVDR	16.05.2022

Veröffentlichungsdatum: 16/05/2022

Rev. 001