




IEGULDĪŠANAS KASETES

ieguldīšanai



KODS	APRAKSTS	IEPAKOJUMS	UDI-DI	Basic UDI
07-7350	Baltā krāsā	3000 gab. (3 dozatori ar 1000 gab. katrs)	08033976235451	080339762W05030501YL
07-086-74195	Metāla vāciņš	10 gab.	08033976235208	080339762W05030580ZA



In vitro diagnostikas medicīnas ierīce
IVD A klase, Reg. (ES) 2017/746



Ražotājs: Bio-Optica Milano S.p.A.



Vienreizlietojams

Izdošanas datums: 16/05/2022
Red. 001

Kasetes histoloģisku paraugu ieguldīšanai, izmantojot ar vairākas reizes lietojamu metāla vāku.

VISPĀRĪGAS PAZĪMES

Kasetes ir ražotas no acetāla polimēra: tas ir stabils augstā temperatūrā, apstrādājot ar mikroviļņiem, šķīdinātājiem, skābēm un sārmjiem, tādēļ šis materiāls ir optimāls apstrādei un ieguldīšanai, veicot histoloģisku izmeklēšanu.

Paraugus var viegli identificēt, jo trijās kasetes pusēs ir rievota virsma. Šī virsma ir piemērota rakstīšanai ar zīmuli. Permanentai marķēšanai mēs iesakām izmantot histoloģijas pildspalvu (kods 11-50 vai 11-400).

Ieguldīšanas kasetes ir ražotas, izmantojot mūsu labākās tehniskās prasmes, tādēļ pašu detaļu un izmantotā materiāla tipa dēļ par fizisku bojātu kasešu daudzumu tiek uzskatīts daudzums, kas ir vienāds ar 5000 ppm (miljondaļas), kas atbilst 0,5%. Šā apjoma ietvaros Bio-Optica nepieņem sūdzības un/vai prasības nomainīt kasetes garantijas ietvaros.

Tehniskie dati

Tehniskie dati	Sastāvs	Acetāla polimērs (polioksimetilēns – poliacetāls)
	Iekšējie izmēri	30 x 25 x 5 mm
	Ārējie izmēri	40 x 28 x 6 mm
Iepakojums	Pirmējais iepakojums	Kartona dozators ar atvērumu priekšā, kas atvieglo kasešu izņemšanu.
	Sekundārais iepakojums	Kartona kaste
Glabāšana	Glabāšanas nosacījumi	Nav
	Stabilitāte	Pēc pirmās atvēršanas produkts ir stabils.
	Derīgums	Nav attiecināms uz šāda veida produktu.
Brīdinājums un norādes par piesardzību	Lietošanas instrukcija	Šim produktam nav pievienota.
	Produkta klasifikācija	Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās veselības aprūpes speciālistiem. Produkts nav ķīmiski bīstams. Nav nepieciešami brīdinājumi un piesardzības pasākumi.
	Iznīcināšana	Ievērot visus valsts un vietējos ar vidi saistītos noteikumus attiecībā uz atkritumu iznīcināšanu.
	Ieteikumi	Smaga negadījuma gadījumā mēs iesakām nekavējoties informēt Bio-Optica Milano S.p.A un kompetentās iestādes.

PĀRSKATĪTA IZDEVUMA Nr.	IEMESLS	PĀRSKATĪŠANAS DATUMS
001	Regulas korekcija (ES) 2017/746 – IVDR	16.05.2022.

Izdošanas datums: 16/05/2022

Red. 001