




INBÄDDNINGSKASSETTER

För inbäddning



KOD	BESKRIVNING	FÖRPACKNING	UDI-DI	Basic UDI
07-7350	Vit färg	3.000 st (3 dispenserar med 1.000 st i varje)	08033976235451	080339762W05030501YL
07-086-74195	Metallock	10 st	08033976235208	080339762W05030580ZA



Diagnostik in vitro – Medicinsk enhet
IVD Klass A, Förord. UE 2017/746



Tillverkare: Bio-Optica Milano S.p.A.



Engångsbruk

Utgivningsdatum: 16/05/2022
Rev. 001

Kassetter för inbäddning av histologiska prover att använda med återanvändbart metallock.

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Kassetter tillverkade av acetalpolymer: den är stabil vid höga temperaturer, mikrovågsåtgärder, lösningsmedel, syror och alkalier. Detta material är därför optimalt för bearbetnings- och inbäddningsfaserna i den histologiska processen.

Provets identifiering är möjlig tack vare den skrumpna ytan på tre kassettsidor. Dessa ytor är avsedd för skrivning med penna. För en permanent märkning föreslår vi att använda en histologipenna (kod 11-50 eller 11-400).

Inbäddningskassetter tillverkas med vår bästa teknik. På grund av komplexiteten i själva detaljerna, och typen av material som används, anses det vara en fysiologisk mängd defekta kassetter på 5,000 PPM (Parts Per Million), motsvarande en procentsats på 0,5 %. Inom denna mängd acceptera inte Bio-Optica reklamationer och/eller utbyte under garanti.

Tekniska data

Tekniska data	Sammansättning	Acetalpolymer (polyoximetilenpolyacetal)
	Inre mått	30 x 25 x 5 mm
	Yttre mått	40 x 28 x 6 mm
Förpackning	Primär behållare	Kartongdispenser med frontal öppning för enkel urtagning av kassetter.
	Sekundär behållare	Kartonglåda
Förvaring	Förvaringsförhållanden	Ingen
	Stabilitet	Efter första öppning är produkten stabil.
	Validitet	Ej tillämpligt för denna typ av produkt.
Varning och försiktighet	Bruksanvisning	Tillhandahålls ej för denna produkt.
	Produktklassificering	Produkten är avsedd för professionellt laboratoriebruk av kvalificerad hälsovårdspersonal. Produkten är ej kemiskt farlig. Inga varningar eller försiktighetsåtgärder krävs.
	Kassering	Följ alla nationella och lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.
	Rekommendationer	I händelse av en allvarlig olycka rekommenderar vi att du omedelbart informerar Bio-Optica Milano S.p.A och berörda myndigheter.

REVISIONSNUMMER	ORSAK	REVISIONSDATUM
001	Justering av förordning UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022

Utgivningsdatum: 16/05/2022

Rev. 001