

Histoslide

Arquivo modular para lâminas



Na imagem, de cima para baixo:

- Módulo Histoblock
- Módulo Histoslide
- Base

CODIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
03-5000-14	Arquivo Histoslide para lamínas	1 pz.



Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)

Emissão: 22/07/2024
Rev. 03

Módulo Histoslides é fabricado em chapa metálica, espessura 9/10, lacada de cor branca. É constituído por 14 gavetas que deslizam num guia. Cada gaveta possui uma cómoda lingueta frontal para puxar, com a possibilidade de inserção de uma etiqueta fornecida. O módulo Histoslides, constituído da 14 gavetas, pode conter cerca de 5000 lâminas. Cada gaveta pode ser dotada de uma mola espaçadora para espaçar as lâminas que ainda não estejam bem secas e evitar que se colem umas às outras. Neste caso, a capacidade é limitada a cerca de 2500 lâminas.

Cada módulo pode ser dotado de uma base (dimensões 490 x 490 x 60 mm) e de uma tampa (dimensões 490 x 490 x 25 mm), também elas realizadas em chapa branca lacada. A possibilidade de sobrepor vários elementos (até um máximo de 10 módulos) permite reduzir a dimensão dos arquivos, garantindo ao mesmo tempo a protecção do conteúdo. Cada módulo é embalado na respectiva caixa com indicações de posicionamento para evitar danos durante o transporte.

Acessórios opcionais

CODIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
03-5000-BA	Base para Histoslides, branco	1 pz.
03-5000-CO	Cobertura para Histoslides, branco	1 pz.
03-5000-MD	Mola espaçadora para lâminas	1 pz.

Especificações técnicas

Dados técnicos	Material	Folha de metal
	Dimensões (l x p x h)	(490 x 490 x 140) mm
	Peso do módulo vazio	13 kg
	Peso do módulo completo	42 kg
	Número de gavetas por módulo:	14
	Capacidade de laminas por módulo	5.000 sobre
Embalagem	Recipiente primário	Caixa de papelão
	Etiqueta	Etiqueta de papel adesivo na embalagem externa
	Recipiente secundário	Não presente
Conservação	Armazenamento	Dada a tipologia de produto, não são necessárias particulares precauções de conservação e armazenamento.
	Temperatura de armazenamento	Não existem limitações específicas.
	Estabilidade	O produto é considerado estável ao longo do tempo.
	Validade	Não aplicável.
Avisos	Método de utilização	Não são necessárias precauções especiais para a utilização correta do produto.
	Classificação do produto	O produto é destinado ao uso de pessoal técnico especializado. O produto não está classificado como perigoso.
	Modo de eliminação	Elimine segundo as normativas vigentes.

Emissão: 22/07/2024

Rev. 03