

# KIT ANTISVERSAMENTO PER FORMALDEIDE



CODICE	CONFEZIONAMENTO
KIT059FO	1 kit

PRODOTTI E SOLUZIONI  
PER LA SALVAGUARDIA E  
SICUREZZA DELL'AMBIENTE



Distributore: Bio-Optica Milano S.p.A.

Data di pubblicazione: 17/03/2025  
Rev. 00

### DESTINAZIONE

Gestione dei rischi legati allo spandimento accidentale di prodotti o preparati chimici, anche a seguito di caduta accidentale di provette, matracci, beute o altro.

Contenente tutto il necessario per:

- proteggere il personale addetto con l'utilizzo di idonei DPI
- assorbire e bonificare velocemente con materiali assorbenti
- pulire con strumenti di raccolta e contenitori per lo smaltimento dei rifiuti.

Rappresenta uno strumento da utilizzare al fine di salvaguardare l'incolumità dei lavoratori, dei visitatori nonché dell'ambiente.



**PER FORMALDEIDE**  
con  
semimaschera  
respiratoria

### MODALITA' DI IMPIEGO

#### **Protezione delle persone**

Aprire il Kit antisversamento, indossare gli appositi Dispositivi Di Protezione Individuali (D.P.I.).

#### **Valutazione della situazione**

Cercare di stabilire la natura del liquido fuoriuscito e controllare le schede tecniche di sicurezza (M.S.D.S.) per capire quali siano i rischi associati al liquido sversato.

#### **Eventuale contenimento/delimitazione ed arresto della fuoriuscita**

Se persiste, bloccare rapidamente l'eventuale fuoriuscita all'origine con le operazioni più opportune del caso (chiudendo le falle, rovesciando i contenitori danneggiati posizionando la falla verso l'alto, ecc...), travasare il liquido rimasto in sicuri contenitori.

#### **Bonifica**

Provvedere a:

- 1) rimuovere eventuali provette – contenitori-vetri rotti, materiali acuminati con l'ausilio della paletta- spatola.
- 2) assorbire il liquido e/o materiale biologico con polvere e fogli assorbenti eventualmente anche telini monouso.
- 3) raccogliere le polveri con panni inumiditi.
- 4) lavare con detergente e disinfettante la zona contaminata.


#### **Smaltimento dei rifiuti**

Raccogliere tutto il materiale usato (D.P.I., liquidi e/ o materiale, ecc.), in contenitori in P.V.C. a prova di perdita per la raccolta del materiale contaminato.

Data di pubblicazione: 17/03/2025

Rev. 00

## Composizione

Contenitore		Valigetta PP cm 40 x 29 x 10 h cod. 015 020 076
Materiale assorbente		n°3 Rimoltex fogli assorbenti Universali e per prodotti chimici cm 25x35 – doppio spessore colore giallo cod. PY2535D
Dispositivi di protezione e D.P.I.		n° 1 paio di guanti in neoprene - Colore nero EN 420; EN 374 (AKL); EN 388 (3121) cod. 020 001 120
		n° 1 semimaschera respiratoria in gomma (EN 140:1998) cod. 020 072 015
		n°2 filtro per vapori organici e formaldeide (EN 14387:2004+A1:2008 Classe A1+Formaldeide) cod. 020 074 015
		n°1 occhiale II cat. con protezione laterale (EN 166 - Classe ottica 1 - Campo d'impiego 3) cod. 020 020 015
Materiali di raccolta e pulizia		n°1 paletta con scopino cod. 021 024 012
		n°2 sacco cm. 35+16 (soffietto) x 70 h per la raccolta dei rifiuti in polietilene sp. 12.00 - colore bianco con "R" nera su sfondo giallo - cod. 018 003 003
		n°2 fascetta di chiusura per sacchi cod. 018 050 004
Modulistica		n°1 foglio istruzioni n°1 mod. registrazioni incidente con foglio dotazione del kit/consumo materiali

Data di pubblicazione: 17/03/2025

Rev. 00