



## PENNELLI PER MICROTOMIA



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO	NUMERO DI REPERTORIO	UDI-DI
08-0822	Piccolo, per la raccolta di biopsie	4 pz	2391500	08033976236267
08-0823	Piccolo, per la raccolta di sezioni	4 pz	2391501	08033976236274
08-0824	Medio, per la raccolta di sezioni	4 pz	2391502	08033976236281
08-0825	Per la pulizia della lama del microtomo	2 pz	2391503	08033976236298
08-0826	Grande, per la pulizia del microtomo	2 pz	2391504	08033976236304
08-0827	Grande, per la pulizia del criostato	2 pz	2391505	08033976236311
08-0828	Set di 5 pennelli per criostato (comprende codici 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 e 08-0826)	1 pz	2391506	08033976236328
08-0829	Set di 5 pennelli per microtomo (comprende codici 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 e 08-0825)	1 pz	2391507	08033976236335



Dispositivo medico – diagnostico in vitro  
Codice CND/EMDN: W05030599  
IVD in **Classe A**, Reg. UE 2017/746

Basic UDI: 080339762W05030580ZA



Fabbricante: Bio-Optica Milano Spa

Data di pubblicazione: 21/03/2023

Rev. 002

Pennelli per microtomia e criotomia.

### Specifiche

	Codice	Punta	Manico
Materiale	08-0822, 08-0823, 08-0824	Pelo di bue	Legno
	08-0825, 08-0826	Setola (30% animale 70% sintetica)	Polipropilene
	08-0827	Setola (30% animale 70% sintetica)	Legno
Packaging	Contenitore primario	Busta di plastica	
	Etichetta	Etichetta cartacea sulla confezione esterna	
	Contenitore secondario	Assente	
Conservazione	Stoccaggio	Data la tipologia di prodotto, non sono previste particolari modalità di conservazione e stoccaggio.	
	Temperatura di stoccaggio	Non sono previste particolari limitazioni.	
	Modalità di pulizia	Pulire con un panno o con carta assorbente. Non usare solventi.	
	Stabilità	Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo.	
	Validità	Non applicabile a questa tipologia di prodotto.	
Avvertenze e precauzioni	Modalità di utilizzo	Non previste per questo tipo di prodotto.	
	Classificazione del prodotto	Il prodotto è destinato all'uso professionale di laboratorio per operatori sanitari. Il prodotto non è classificato come pericoloso dal punto di vista chimico.	
	Smaltimento	Da smaltire secondo le normative vigenti.	
	Raccomandazioni	Raccomandiamo in caso di incidente grave di informare subito Bio-Optica Milano S.p.A. e le autorità competenti.	

N° REVISIONE	MOTIVAZIONE	DATA DI REVISIONE
001	Adeguamento Regolamento UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022
002	Aggiornamento per adeguamento N° Repertorio al Regolamento UE 2017/746	21/03/2023

Data di pubblicazione: 21/03/2023

Rev. 002