



# PINSEL FÜR MIKROTOMIE



CODE	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	UDI-DI
08-0822	Klein, für Sammlung von Biopsien	4 Stk	08033976236267
08-0823	Klein, für Sammlung von Schnitten	4 Stk	08033976236274
08-0824	Klein, für Sammlung von Schnitten	4 Stk	08033976236281
08-0825	Für die Reinigung des Mikrotommessers	2 Stk	08033976236298
08-0826	Groß, für die Reinigung des Mikrotoms	2 Stk	08033976236304
08-0827	Groß, für die Reinigung des Kryostats	2 Stk	08033976236311
08-0828	Set 5 Pinsel für Kryostat (umfasst die Codes 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 und 08-0826)	1 Stk	08033976236328
08-0829	Set aus 5 Pinseln für Mikrotom (umfasst die Codes 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 und 08-0825)	1 Stk	08033976236335



Medizinprodukt - In-vitro-Diagnostikum  
IVD in Klasse A, Reg. EU 2017/746



Hersteller: Bio-Optica Milano Spa

Basic UDI: 080339762W05030580ZA

Veröffentlichungsdatum: 16/05/2022

Rev. 001

Pinsel für Mikrotom und Kryotomie.

### Spezifikationen

	Code	Spitze	Griff
Material	08-0822, 08-0823, 08-0824	Rinderhaar	Holz
	08-0825, 08-0826	Borste (30% vom Tier 70% synthetisch)	Polypropylen
	08-0827	Borste (30% vom Tier 70% synthetisch)	Holz
Verpackung	Primärbehälter	Kunststoffbeutel	
	Etikett	Papieretikett auf Umverpackung	
	Sekundärbehälter	Nicht vorhanden	
Lagerung	Einlagerung	In Anbetracht des Produkttyps sind keine besonderen Aufbewahrungs- und Lagerungshinweise zu befolgen.	
	Lagerungstemperatur	Es sind keine besonderen Einschränkungen vorgesehen.	
	Reinigungsverfahren	Mit einem Tuch oder absorbierendem Papier reinigen. Keine Lösungsmittel verwenden.	
	Haltbarkeit	Das Produkt ist in Laufe der Zeit stabil.	
	Haltbarkeit	Nicht zutreffend für diesen Produkttyp.	
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	Verwendungsweise	Nicht vorgesehen für diesen Produkttyp.	
	Produktklassifizierung	Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch im Labor durch Fachpersonal bestimmt. Das Produkt ist unter dem chemischen Aspekt nicht als gefährlich eingestuft.	
	Entsorgungshinweise	Gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.	
	Empfehlungen	Es wird empfohlen, im Falle eines schweren Unfalls sofort Bio-Optica Milano spa und die zuständigen Behörden zu informieren.	

REVISION NR.	GRUND	REVISIONSDATUM
001	Anpassung an die EU-Verordnung 2017/746 - IVDR	16.05.2022

Veröffentlichungsdatum: 16/05/2022  
Rev. 001