



PINCEAUX POUR MICROTOMIE



CODE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT	UDI-DI
08-0822	Petit pour prélèvement biopsies	4 p.	08033976236267
08-0823	Petit pour prélèvement coupes	4 p.	08033976236274
08-0824	Moyen pour prélèvement coupes	4 p.	08033976236281
08-0825	Pour nettoyage lame microtome	2 p.	08033976236298
08-0826	Grand pour nettoyage microtome	2 p.	08033976236304
08-0827	Grand pour nettoyage cryostat	2 p.	08033976236311
08-0828	Jeu de 5 pinceaux pour cryostat (comprend les codes 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 et 08-0826)	1 pièce	08033976236328
08-0829	Jeu de 5 pinceaux pour microtome (comprend les codes 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 et 08-0825)	1 pièce	08033976236335



Dispositif médical de diagnostic in vitro
IVD Classe A, Règ. UE 2017/746



Fabricant : Bio-Optica Milano Spa

Basic UDI: 080339762W05030580ZA

Date de publication : 16/05/2022

Rév. 001

Pinceaux pour microtomie et cryomicrotomie.

Caractéristiques

	Code	Pointe	Manche
Matériau	08-0822, 08-0823, 08-0824	Poil de bœuf	Bois
	08-0825, 08-0826	Soie (30 % animale 70 % synthétique)	Polypropylène
	08-0827	Soie (30 % animale 70 % synthétique)	Bois
Conditionnement	Conditionnement primaire	Sac plastique	
	Étiquette	Étiquette papier sur l’emballage extérieur	
	Conditionnement secondaire	Absent	
Conservation	Stockage	Compte tenu du type de produit, aucun mode de conservation ou de stockage particulier n’a été prévu.	
	Température de stockage	Aucune limitation particulière.	
	Méthode de nettoyage	Nettoyer avec un chiffon ou du papier absorbant. Ne pas utiliser de solvants.	
	Stabilité	Le produit est stable dans le temps.	
	Validité	Non applicable à ce type de produit.	
Avertissements et précautions	Mode d’utilisation	Non prévus pour ce type de produit.	
	Classification du produit	Le produit est destiné à être utilisé en laboratoire par des professionnels de la santé. Le produit n’est pas classé comme chimiquement dangereux.	
	Élimination	Éliminer conformément aux normes en vigueur.	
	Recommandations	En cas d’accident grave, il est recommandé d’informer immédiatement Bio-Optica Milano S.p.A. et les autorités compétentes.	

N° RÉVISION	MOTIVATION	DATE DE RÉVISION
001	Adaptation Réglementation UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022

Date de publication : 16/05/2022

Rév. 001