



PINCÉIS PARA MICROTOMIA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	UDI-DI
08-0822	Pequeno, para a colheita de biopsias	4 un	08033976236267
08-0823	Pequeno, para a colheita de secções	4 un	08033976236274
08-0824	Médio, para a colheita de secções	4 un	08033976236281
08-0825	Para a limpeza da lâmina do micrótomo	2 un	08033976236298
08-0826	Grande, para a limpeza do micrótomo	2 un	08033976236304
08-0827	Grande, para a limpeza do crióstato	2 un	08033976236311
08-0828	Conjunto de 5 pincéis para crióstato (inclui os códigos 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 e 08-0826)	1 un	08033976236328
08-0829	Conjunto de 5 pincéis para micrótomo (inclui os códigos 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 e 08-0825)	1 un	08033976236335



Dispositivo médico-diagnóstico in vitro
IVD na **Classe A**, Reg. UE 2017/746



Fabricante: Bio-Optica Milano Spa

Basic UDI: 080339762W05030580ZA

Data de publicação: 16/05/2022

Rev. 001

Pincéis para microtomia e criotomia.

Especificações

	Código	Ponta	Manga
Material	08-0822, 08-0823, 08-0824	Pelo de boi	Madeira
	08-0825, 08-0826	Cerda (30% animal 70% sintética)	Polipropileno
	08-0827	Cerda (30% animal 70% sintética)	Madeira
Embalagem	Embalagem primária	Saqueta de plástico	
	Rótulo	Etiqueta de papel na embalagem exterior	
	Embalagem secundária	Ausente	
Conservação	Armazenamento	Dada a tipologia de produto, não estão previstos particulares modos de conservação e armazenamento.	
	Temperatura de armazenamento	Não estão previstas particulares limitações.	
	Modo de limpeza	Limpe com um pano ou com papel absorvente. Não use solventes.	
	Estabilidade	O produto é considerado estável ao longo do tempo.	
	Validade	Não aplicável a esta tipologia de produto.	
Advertências e precauções	Modo de utilização	Não previstas para esta tipologia de produto.	
	Classificação do produto	O produto destina-se à utilização profissional de laboratório para profissionais de saúde. O produto não está classificado como perigoso do ponto de vista químico.	
	Eliminação	Elimine segundo as normativas vigentes.	
	Recomendações	É recomendável, em caso de incidente grave, informar imediatamente a Bio-Optica Milano S.p.A. e as autoridades competentes.	

Nº REVISÃO	MOTIVAÇÃO	DATA DE REVISÃO
001	Adequação ao Regulamento UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022

Data de publicação: 16/05/2022

Rev. 001