

## KARTÁČKY PRO MIKROTOMY



KÓD	POPIS	BALENÍ	UDI-DI
08-0822	Malé, pro sběr bioptických sklíček	4 ks	08033976236267
08-0823	Malé, pro sběr sklíček	4 ks	08033976236274
08-0824	Střední, pro sběr sklíček	4 ks	08033976236281
08-0825	Střední, pro čištění čepelí mikrotomů	2 ks	08033976236298
08-0826	Velké, pro čištění mikrotomů	2 ks	08033976236304
08-0827	Velké, pro čištění kryostatů	2 ks	08033976236311
08-0828	Sada 5 kartáčků pro kryostat (zahrnuje kódy 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 a 08-0826)	1 ks	08033976236328
08-0829	Sada 5 kartáčků pro mikrotom (zahrnuje kódy 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 a 08-0825)	1 ks	08033976236335



Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro  
IVD, třída A, nařízení (EU) 2017/746



Výrobce: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05030580ZA

Datum vydání: 16/05/2022

Rev. 001

Kartáčky pro použití v mikrotomii a kryomikrotomii.

### Technické údaje

	Kód	Špička	Rukojeť
Materiál	08-0822, 08-0823, 08-0824	Kravská kůže	Dřevo
	08-0825, 08-0826	Štětiny (30 % zvířecí, 70 syntetický materiál)	Polypropylen
	08-0827	Štětiny (30 % zvířecí, 70 syntetický materiál)	Dřevo
Balení	Primární nádoba	Plastový sáček	
	Štítek	Papírový štítek	
	Sekundární nádoba	Nepožaduje se	
Skladování	Skladovací podmínky	Žádné	
	Teplota skladování	Neexistují žádná konkrétní omezení.	
	Způsob čištění	Čistěte tkaninou nebo papírem. Nepoužívejte rozpouštědla.	
	Stabilita	Produkt je po prvním otevření stabilní.	
	Trvanlivost	Neuplatňuje se.	
Varování a bezpečnostní opatření	Návod k použití	Pro tento produkt se neposkytují.	
	Klasifikace produktu	Produkt je určen k profesionálnímu laboratornímu použití pro odborné zdravotnické pracovníky. Produkt není chemicky nebezpečný. Nejsou stanovena žádná varování a bezpečnostní opatření.	
	Likvidace	Dodržujte všechny národní a místní předpisy týkající se likvidace odpadů.	
	Doporučení	V případě závažné nehody doporučujeme, abyste okamžitě informovali společnost Bio-Optica Milano S.p.A a příslušné úřady.	

Č. REVIZE	DŮVOD	DATUM REVIZE
001	Novelizace nařízení (EU) 2017/746 – IVDR	16. 5. 2022

Datum vydání: 16/05/2022

Rev. 001