



## MIKROTOMBØRSTER



KODE	BESKRIVELSE	EMBALLAGE	UDI-DI
08-0822	Små, til indsamling af biopsier	4 stk.	08033976236267
08-0823	Små, til indsamling af sektioner	4 stk.	08033976236274
08-0824	Medium, til indsamling af sektioner	4 stk.	08033976236281
08-0825	Medium, til rengøring af mikrotomblad	2 stk.	08033976236298
08-0826	Stor, til rengøring af mikrotom	2 stk.	08033976236304
08-0827	Stor, til rengøring af cryostat	2 stk.	08033976236311
08-0828	Sæt med 5 børster til cryostat (inkluderer koderne 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 og 08-0826)	1 stk.	08033976236328
08-0829	Sæt med 5 børster til mikrotom (inkluderer koderne 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 og 08-0825)	1 stk.	08033976236335



In vitro diagnose – medicinsk enhed  
IVD klasse A, reg. UE 2017/746  
Basic UDI: 080339762W05030580ZA



Producent: Bio-Optica Milano S.p.A.

Udstedelsesdato: 16/05/2022  
Rev. 001

Børster til brug ved mikrotomi og cryo-mikrotomi.

### Tekniske data

	Kode	Spids	Håndtag
Materiale	08-0822, 08-0823, 08-0824	Koskind	Træ
	08-0825, 08-0826	Børstehår (30 % animalsk 70 % syntetisk)	Polypropylen
	08-0827	Børstehår (30 % animalsk 70 % syntetisk)	Træ
Emballage	Primær beholder	Plastpose	
	Etiket	Papiretiket	
	Sekundær beholder	Ikke påkrævet	
Opbevaring	Opbevaringsbetingelse	Ingen	
	Opbevaringstemperatur	Der er ingen særlige begrænsninger.	
	Rengøringsmetode	Rengør med en klud eller papir. Brug ikke opløsningsmidler.	
	Stabilitet	Efter den første åbning er produktet stabilt.	
	Gyldighed	Ikke relevant.	
Advarsel og forholdsregler	Brugsanvisning	Ikke angivet for dette produkt.	
	Klassificering af produkt	Produktet er beregnet til brug i et professionelt laboratorium af sundhedsprofessionelle. Produktet er ikke kemisk farligt. Ingen advarselsforanstaltninger og forholdsregler er påkrævet.	
	Bortskaffelse	Overhold alle statslige og lokale miljøbestemmelser angående bortskaffelse af affald.	
	Anbefalinger	I tilfælde af en alvorlig ulykke anbefaler vi, at du omgående informerer Bio-Optica Milano S.p.A samt de kompetente myndigheder.	

REVISION nr.	ÅRSAG	REVISIONSDATO
001	Justering af bestemmelse UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022

Udstedelsesdato: 16/05/2022

Rev. 001