

## MICROTOME BRUSHES



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	UDI-DI
08-0822	Μικρού μεγέθους ψήκτρες για συλλογή τομών βιοψίας	4 τμχ.	08033976236267
08-0823	Μικρού μεγέθους ψήκτρες για συλλογή τομών	4 τμχ.	08033976236274
08-0824	Μεσαίου μεγέθους ψήκτρες για συλλογή τομών	4 τμχ.	08033976236281
08-0825	Μεσαίου μεγέθους ψήκτρες για καθαρισμό λεπίδων μικροτόμου	2 τμχ.	08033976236298
08-0826	Μεγάλου μεγέθους ψήκτρες για καθαρισμό μικροτόμου	2 τμχ.	08033976236304
08-0827	Μεγάλου μεγέθους ψήκτρες για καθαρισμό κρυστάτη	2 τμχ.	08033976236311
08-0828	Σετ των 5 ψηκτρών για κρυστάτη (συμπεριλαμβάνονται οι κωδικοί 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 και 08-0826)	1 τμχ.	08033976236328
08-0829	Σετ των 5 ψηκτρών για μικροτόμο (συμπεριλαμβάνονται οι κωδικοί 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 και 08-0825)	1 τμχ.	08033976236335



In Vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν  
IVD Κατηγορία A, Reg. UE 2017/746

Basic UDI: 080339762W05030580ZA



Κατασκευαστής: Bio-Optica Milano S.p.A.

Ημερομηνία έκδοσης: 16/05/2022

Αναθ. 001

Ψήκτρεις για χρήση στην μικροτόμηση και κρουομικροτόμηση.

### Τεχνικά δεδομένα

	Κωδικός	Άκρο	Λαβή
Υλικό	08-0822, 08-0823, 08-0824	Βόειες τρίχες	Ξύλο
	08-0825, 08-0826	Τρίχες (30% ζωικές 70% συνθετικές)	Πολυπροπυλένιο
	08-0827	Τρίχες (30% ζωικές 70% συνθετικές)	Ξύλο
Συσκευασία	Κύριος περιέκτης	Πλαστικός σάκος	
	Ετικέτα	Χάρτινη ετικέτα	
	Δευτερεύων περιέκτης	Δεν απαιτείται	
Αποθήκευση	Συνθήκες αποθήκευσης	Καμία	
	Θερμοκρασία αποθήκευσης	Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί.	
	Μέθοδος καθαρισμού	Καθαρίζετε με πανί ή χαρτί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες.	
	Σταθερότητα	Μετά το πρώτο άνοιγμα, το προϊόν παραμένει σταθερό.	
	Εγκυρότητα	Δεν εφαρμόζεται.	
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις	Οδηγίες χρήσης	Δεν προβλέπονται για το προϊόν αυτό.	
	Ταξινόμηση του προϊόντος	Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική εργαστηριακή χρήση για επαγγελματίες υγείας. Το προϊόν δεν είναι χημικά επικίνδυνο. Δεν απαιτούνται προειδοποιητικά μέτρα και προφυλάξεις.	
	Απόρριψη	Τηρήστε όλους τους κρατικούς και τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των απορριμμάτων.	
	Συστάσεις	Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, συνιστούμε να ενημερώσετε αμέσως την Bio-Optica Milano S.p.A και τις αρμόδιες αρχές.	

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ αρ.	ΑΙΤΙΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
001	Προσαρμογή κανονισμού UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022

Ημερομηνία έκδοσης: 16/05/2022

Αναθ. 001