

MIKROTOOMIA PINTSLID



KOOD	KIRJELDUS	PAKEND	UDI-DI
08-0822	Väike, biopsialõikude kogumiseks	4 tk	08033976236267
08-0823	Väike, proovilõikude kogumiseks	4 tk	08033976236274
08-0824	Keskmine, proovilõikude kogumiseks	4 tk	08033976236281
08-0825	Keskmine, mikrotoomi tera puhastamiseks	2 tk	08033976236298
08-0826	Suur, mikrotoomi puhastamiseks	2 tk	08033976236304
08-0827	Suur, krüostaadi puhastamiseks	2 tk	08033976236311
08-0828	5 pintslit komplekt mikrotoomi jaoks (kaasa arvatud koodid 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 ja 08-0826)	1 tk	08033976236328
08-0829	5 pintslit komplekt mikrotoomi jaoks (kaasa arvatud koodid 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 ja 08-0825)	1 tk	08033976236335



In vitro diagnostiline – meditsiiniseade
IVD klass A, määrus (EL) 2017/746
Basic UDI: 080339762W05030580ZA



Tootja: Bio-Optica Milano S.p.A.

Avaldamise kuupäev: 16/05/2022
Muudatus 001

Mikrotoomias ja krüo-mikrotoomias kasutamiseks mõeldud pintslid.

Tehnilised andmed

	Kood	Ots	Vars
Materjal	08-0822, 08-0823, 08-0824	Lehmakarv	Puit
	08-0825, 08-0826	Harjased (30% looma, 70% sünteetilised)	Polüpropüleen
	08-0827	Harjased (30% looma, 70% sünteetilised)	Puit
Pakend	Primaarne mahuti	Kilekott	
	Märgistus	Paberist etikett	
	Sekundaarne mahuti	Ei ole nõutud	
Hoiustamine	Hoiustamistingimused	Puuduvad	
	Hoiustamistemperatuur	Erilisi piiranguid pole.	
	Puhastusmeetod	Puhastage riide või paberiga. Ärge kasutage lahusteid.	
	Stabiilsus	Pärast esmast avamist on toode stabiilne.	
	Kõlblikkusaeg	Ei ole kohaldatav.	
Hoiatused ja ettevaatusabinõud	Kasutusjuhend	Selle toote puhul puudub.	
	Toote klassifikatsioon	Toode on mõeldud tervishoiutöötajatele professionaalseks laboratoorseks kasutamiseks. Toode ei ole keemiliselt ohtlik. Ohutusmeetmeid ja ettevaatusabinõusid pole vaja.	
	Kõrvaldamine	Järgige seoses jäätmete kõrvaldamisega kõiki riiklikke ja kohalikke keskkonnanõuandeid.	
	Soovitused	Tõsise õnnetusjuhtumi korral soovime sellest viivitamatult teavitada ettevõtet Bio-Optica Milano S.p.A ja asjakohaseid pädevaid asutusi.	

MUUDATUSE NR	PÕHJUS	MUUDATUSE KUUPÄEV
001	Määruse (EL) 2017/746 (IVDR) kohandamine	16/05/2022

Avaldamise kuupäev: 16/05/2022
Muudatus 001