

ČETKICE ZA MIKROTOMIJU



ŠIFRA	OPIS	AMBALAŽA	UDI-DI
08-0822	Male, za prikupljanje sekcija biopsije	4 kom.	08033976236267
08-0823	Male, za prikupljanje sekcija	4 kom.	08033976236274
08-0824	Srednje, za prikupljanje sekcija	4 kom.	08033976236281
08-0825	Srednje, za čišćenje noža za mikrotom	2 kom.	08033976236298
08-0826	Velika, za čišćenje mikrotoma	2 kom.	08033976236304
08-0827	Velika, za čišćenje kriostat	2 kom.	08033976236311
08-0828	Komplet od 5 četki za kriostat (uključuje šifre 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 i 08-0826)	1 kom.	08033976236328
08-0829	Komplet od 5 četki za mikrotom (uključuje šifre 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 i 08-0825)	1 kom.	08033976236335



Medicinsko-dijagnostički proizvod in vitro
IVD Klasa A, Ur. (EU) 2017/746

Basic UDI: 080339762W05030580ZA



Proizvođač: Bio-Optica Milano S.p.A.

Datum izdanja: 16/05/2022

Rev. 001

Četke za korištenje u mikrotomiji i krio-mikrotomiji.

Tehnički podaci

	Šifra	Vrh	Ručka
Materijal	08-0822, 08-0823, 08-0824	Goveđa dlaka	Drvo
	08-0825, 08-0826	Čekinje (30% životinjske 70% sintetičke)	Polipropilen
	08-0827	Čekinje (30% životinjske 70% sintetičke)	Drvo
Ambalaža	Primarni spremnik	Plastična vrećica	
	Etiketa	Papirnata etiketa	
	Sekundarni spremnik	Nije potreban	
Čuvanje	Uvjeti čuvanja	Ništa	
	Temperatura skladištenja	Nema posebnih ograničenja.	
	Metoda čišćenja	Očistiti krpom ili papirom. Ne koristiti otapala.	
	Stabilnost	Nakon prvog otvaranja, proizvod je stabilan.	
	Valjanost	Nije primjenjivo.	
Upozorenje i mjere opreza	Upute za uporabu	Nisu navedene za ovaj proizvod.	
	Klasifikacija proizvoda	Proizvod je namijenjen zdravstvenim djelatnicima za profesionalnu laboratorijsku upotrebu. Proizvod nije kemijski opasan. Mjere upozorenja i predostrožnosti nisu potrebne.	
	Odlaganje	Pridržavati se svih državnih i okolišnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje otpada.	
	Preporuke	U slučaju ozbiljnog incidenta, preporučujemo da odmah informirate tvrtku Bio-Optica Milano S.p.A i nadležna tijela.	

IZMJENA br.	RAZLOG	DATUM IZMJENE
001	Prilagodba uredbe (EU) 2017/746 - IVDR	16.5.2022.

Datum izdanja: 16/05/2022
Rev. 001