

MIKROTOMO ŠEPETĖLIAI



KODAS	APRAŠAS	PAKUOTĖ	UDI-DI
08-0822	Maži, biopsijų pjūviams imti	4 vnt.	08033976236267
08-0823	Maži, pjūviams imti	4 vnt.	08033976236274
08-0824	Vidutiniai, pjūviams imti	4 vnt.	08033976236281
08-0825	Vidutiniai, mikrotomo ašmenims valyti	2 vnt.	08033976236298
08-0826	Vidutiniai, mikrotomo geležtėms valyti	2 vnt.	08033976236304
08-0827	Dideli, kriostatui valyti	2 vnt.	08033976236311
08-0828	5 šepetėlių rinkinys kriostatui (įskaitant kodus 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 ir 08-0826)	1 vnt.	08033976236328
08-0829	5 šepetėlių rinkinys mikrotomui (įskaitant kodus 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 ir 08-0825)	1 vnt.	08033976236335



In vitro diagnostika. Medicinos priemonė
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746



Gamintojas: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05030580ZA

Leidimo data: 16/05/2022
001 red.

Mikrotomijai ir kriomikrotomijai skirti šepetėliai.

Techniniai duomenys

	Kodas	Antgalis	Rankena
Medžiaga	08-0822, 08-0823, 08-0824	Karvės kailis	Mediena
	08-0825, 08-0826	Šereliai (30 % gyvūniniai, 70 % sintetiniai)	Polipropilenas
	08-0827	Šereliai (30 % gyvūniniai, 70 % sintetiniai)	Mediena
Pakuotė	Pirminė talpyklė	Plastikinis maišelis	
	Etiketė	Popierinė etiketė	
	Antrinė talpyklė	nebūtina.	
Laikymas	Laikymo sąlygos	Nėra	
	Laikymo temperatūra	Apribojimų nežinoma.	
	Valymo metodas	Valyti audeklu arba popieriumi. Nenaudoti tirpiklių.	
	Stabilumas	Pirmą kartą atidarius, gaminys išlieka stabilus.	
	Tinkamumas	Netaikoma.	
Įspėjimai ir atsargumo priemonės	Naudojimo instrukcija	Šiam gaminiui netiekama.	
	Gaminio klasifikacija	Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams profesionalioje laboratorijoje. Gaminys nekelia cheminio pavojaus. Saugumo ir atsargumo priemonių nereikia.	
	Šalinimas	Vadovaukitės visais valstybės ir regiono aplinkosaugos teisės aktais dėl atliekų šalinimo.	
	Rekomendacijos	Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant informuoti bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ ir kompetentingas institucijas.	

REDAKCIJOS NR.	PRIEŽASTIS	PERŽIŪROS DATA
001	Reglamento (EU) Nr. 2017/746 koregavimas – IVDR	2022-16-05

Leidimo data: 16/05/2022
001 red.