

MIKROTOMA OTIŅAS



KODS	APRAKSTS	IEPAKOJUMS	UDI-DI
08-0822	Mazas, biopsijas sekciju paņemšanai	4 gab.	08033976236267
08-0823	Mazas, sekciju paņemšanai	4 gab.	08033976236274
08-0824	Vidējas, sekciju paņemšanai	4 gab.	08033976236281
08-0825	Vidējas, mikrotoma žilešu tīrīšanai	2 gab.	08033976236298
08-0826	Lielas, mikrotoma tīrīšanai	2 gab.	08033976236304
08-0827	Lielas, kriostatā tīrīšanai	2 gab.	08033976236311
08-0828	5 otiņu komplekts kriostatam (ietver kodus 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 un 08-0826)	1 gab.	08033976236328
08-0829	5 otiņu komplekts mikrotomam (ietver kodus 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 un 08-0825)	1 gab.	08033976236335



In vitro diagnostikas medicīnas ierīce
IVD A klase, Reg. (ES) 2017/746

Basic UDI: 080339762W05030580ZA



Ražotājs: Bio-Optica Milano S.p.A.

Izdošanas datums: 16/05/2022

Red. 001

Otiņas lietošanai ar mikrotomiem un kriomikrotomiem.

Tehniskie dati

	Kods	Galiņš	Rokturis
Materiāls	08-0822, 08-0823, 08-0824	Govs āda	Koks
	08-0825, 08-0826	Sari (30% dzīvnieku, 70% sintētiski)	Polipropilēns
	08-0827	Sari (30% dzīvnieku, 70% sintētiski)	Koks
Iepakojums	Pirmējais iepakojums	Plastmasas maiss	
	Etikete	Papīra etiķete	
	Sekundārais iepakojums	Nav nepieciešams	
Glabāšana	Glabāšanas nosacījumi	Nav	
	Glabāšanas temperatūra	Nav īpašu ierobežojumu.	
	Tīrīšanas metode	Tīrīt ar drānu vai papīru. Neizmantojot šķīdinātājus.	
	Stabilitāte	Pēc pirmās atvēršanas produkts ir stabils.	
	Derīgums	Nav piemērojams.	
Brīdinājums un norādes par piesardzību	Lietošanas instrukcija	Šim produktam nav pievienota.	
	Produkta klasifikācija	Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās veselības aprūpes speciālistiem. Produkts nav ķīmiski bīstams. Nav nepieciešami brīdinājumi un piesardzības pasākumi.	
	Iznīcināšana	Ievērot visus valsts un vietējos ar vidi saistītos noteikumus attiecībā uz atkritumu iznīcināšanu.	
	Ieteikumi	Smaga negadījuma gadījumā mēs iesakām nekavējoties informēt Bio-Optica Milano S.p.A un kompetentās iestādes.	

PĀRSKATĪTA IZDEVUMA Nr.	IEMESLS	PĀRSKATĪŠANAS DATUMS
001	Regulas korekcija (ES) 2017/746 – IVDR	16.05.2022.

Izdošanas datums: 16/05/2022

Red. 001