

MICROTOMIEPENSELEN



CODE	BESCHRIJVING	VERPAKKING	UDI-DI
08-0822	Klein, voor verzameling van biopsieën	4 st.	08033976236267
08-0823	Klein, voor verzameling van coupes	4 st.	08033976236274
08-0824	Medium, voor verzameling van coupes	4 st.	08033976236281
08-0825	Medium, voor reiniging van microtoommessen	2 st.	08033976236298
08-0826	Groot, voor reiniging van microtoom	2 st.	08033976236304
08-0827	Groot, voor reiniging van cryostaat	2 st.	08033976236311
08-0828	Set van 5 penselen voor cryostaat (omvat codes 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 en 08-0826)	1 st.	08033976236328
08-0829	Set van 5 penselen voor microtoom (omvat codes 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 en 08-0825)	1 st.	08033976236335



In vitro diagnostiek – Medisch hulpmiddel
IVD Klasse A, verord. (EU) 2017/746



Fabrikant: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05030580ZA

Uitgavedatum: 16/05/2022

Rev. 001

Penselen voor gebruik in microtomie en cryomicrotomie.

Technische gegevens

	Code	Tip	Handgreep
Materiaal	08-0822, 08-0823, 08-0824	Runderhaar	Hout
	08-0825, 08-0826	Borstelhaar (30% dierlijk 70% synthetisch)	Polypropyleen
	08-0827	Borstelhaar (30% dierlijk 70% synthetisch)	Hout
Verpakking	Primaire verpakking	Plastic zak	
	Label	Papieren label	
	Secundaire verpakking	Niet vereist	
Opslag	Opslagconditie	Geen	
	Opslagtemperatuur	Er zijn geen specifieke beperkingen.	
	Reinigingsmethode	Reinigen met een doek of papier. Geen oplosmiddelen gebruiken.	
	Stabiliteit	Na de eerste opening is het product stabiel.	
	Geldigheid	Niet van toepassing.	
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen	Gebruiksaanwijzing	Niet beschikbaar voor dit product.	
	Classificatie van het product.	Het product is bedoeld voor professioneel laboratoriumgebruik door beroepsmensen in de gezondheidszorg. Het product is niet chemisch gevaarlijk. Er zijn geen waarschuwingsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen vereist.	
	Verwijdering	Alle nationale en lokale milieuvorschriften met betrekking tot afvalverwijdering in acht nemen.	
	Aanbevelingen	Bij een ernstig ongeval raden wij u aan Bio-Optica Milano S.p.A. en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te stellen.	

REVISIE Nr.	REDEN	REVISIEDATUM
001	Gewijzigde verordening (EU) 2017/746 - IVDR	16/05/2022

Uitgavedatum: 16/05/2022

Rev. 001