

## SZCZOTKI DO MIKROTOMÓW



KOD	OPIS	OPAKOWANIE	UDI-DI
08-0822	Małe, do pobierania wycinków bioptatów	4 szt.	08033976236267
08-0823	Małe, do pobierania wycinków	4 szt.	08033976236274
08-0824	Średnie, do pobierania wycinków	4 szt.	08033976236281
08-0825	Średnie, do czyszczenia ostrzy mikrotomów	2 szt.	08033976236298
08-0826	Duże, do czyszczenia mikrotomów	2 szt.	08033976236304
08-0827	Duże, do czyszczenia kriostatu	2 szt.	08033976236311
08-0828	Zestaw 5 pędzli do kriostatu (w tym kody 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 i 08-0826)	1 szt.	08033976236328
08-0829	Zestaw 5 pędzli do mikrotomu (w tym kody 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 i 08-0825)	1 szt.	08033976236335



Diagnostyka in vitro — Wyrób medyczny  
IVD Klasa A, Rozp. UE 2017/746



Producent: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05030580ZA

Data wydania: 16/05/2022

Ver. 001

Pędzle do stosowania w mikrotomii i kriomikrotomii.

**Dane techniczne**

	Kod	Końcówka	Uchwyt
Materiał	08-0822, 08-0823, 08-0824	Sierść krowia	Drewno
	08-0825, 08-0826	Włosie (30% pochodzenia zwierzęcego, 70% syntetyczne)	Polipropylen
	08-0827	Włosie (30% pochodzenia zwierzęcego, 70% syntetyczne)	Drewno
Opakowanie	Pojemnik główny	Plastikowa torba	
	Etykieta	Etykieta z papieru	
	Pojemnik dodatkowy	Niewymagane	
Przechowywanie	Warunki przechowywania	Brak	
	Temperatura przechowywania	Nie ma szczególnych ograniczeń.	
	Metoda czyszczenia	Wyczyść ściereczką lub papierem. Nie wolno używać rozpuszczalników.	
	Stabilność	Po pierwszym otwarciu produkt jest stabilny.	
	Ważność	Nie dotyczy.	
Ostrzeżenia i środki ostrożności	Instrukcja stosowania	Nie podano dla tego produktu.	
	Klasyfikacja produktu	Produkt jest przeznaczony do profesjonalnego użytku laboratoryjnego dla pracowników służby zdrowia. Produkt nie jest chemicznie niebezpieczny. Nie są wymagane żadne środki ostrożności i zabezpieczenia.	
	Utylizacja	Należy przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie usuwania odpadów.	
	Zalecenia	W razie poważnego wypadku należy natychmiast powiadomić Bio-Optica Milano S.p.A i właściwe władze.	

NUMER WERSJI	PRZYCZYNA	DATA WYDANIA
001	Dostosowanie do rozporządzenia UE 2017/746	2022-05-16

Data wydania: 16/05/2022  
Wer. 001