



PERII PENTRU MICROTOM



COD	DESCRIERE	AMBALAJUL	UDI-DI
08-0822	Mică, pentru colecția de secțiuni de biopsie	4 buc.	08033976236267
08-0823	Mică, pentru colecție de secțiuni	4 buc.	08033976236274
08-0824	Medie pentru colecție de secțiuni	4 buc.	08033976236281
08-0825	Medie, pentru curățarea lamei microtomului	2 buc.	08033976236298
08-0826	Mare, pentru curățarea microtomului	2 buc.	08033976236304
08-0827	Mare, pentru curățarea criostatului	2 buc.	08033976236311
08-0828	Set de 5 perii pentru criostat (include codurile 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 și 08-0826)	1 buc.	08033976236328
08-0829	Set de 5 perii pentru microtom (include codurile 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 și 08-0825)	1 buc.	08033976236335



Dispozitiv medical pentru diagnosticare in-vitro
IVD (dispozitiv de diagnosticare in vitro) **Clasa A**,
Reg. UE 2017/746

Basic UDI: 080339762W05030580ZA



Producător: Bio-Optica Milano S.p.A.

Data publicării: 16/05/2022

Rev. 001

Perii pentru utilizare în microtomie și crio-microtomie.

Date tehnice

	Cod	Sfat	Mâner
Material	08-0822, 08-0823, 08-0824	Păr de vită	Lemn
	08-0825, 08-0826	Aspră (30% păr animal, 70% sintetic)	Polipropilenă
	08-0827	Aspră (30% păr animal, 70% sintetic)	Lemn
Ambalaj	Ambalaj primar	Pungă de plastic	
	Etichetă	Etichetă de hârtie	
	Ambalaj secundar	Nu este necesar	
Depozitare	Condiții de depozitare	Niciuna	
	Temperatura de depozitare	Nu există limitări specifice.	
	Metoda de curățare	Curățați cu o lavetă sau cu hârtie. Nu utilizați solvenți.	
	Stabilitate	După prima deschidere, produsul este stabil.	
	Valabilitate	Nu se aplică.	
Avertizări și măsuri de precauție	Instrucțiuni de utilizare	Nu sunt furnizate pentru acest produs.	
	Clasificarea produsului	Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii din domeniul medical în laboratoare profesionale. Produsul nu este periculos din punct de vedere chimic. Nu sunt necesare avertizări și măsuri de precauție.	
	Eliminarea	Respectați toate reglementările de mediu, de stat și locale, privind eliminarea deșeurilor.	
	Recomandări	În caz de accident grav, vă recomandăm să informați imediat Bio-Optica Milano S.p.A și autoritățile competente.	

REVIZUIREA nr.	MOTIV	DATA REVIZUIRII
001	Modificare a Regulamentului UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022

Data publicării: 16/05/2022

Rev. 001