

MIKROTOMBORSTAR



KOD	BESKRIVNING	FÖRPACKNING	UDI-DI
08-0822	Liten, för biopsisnittinsamling	4 st	08033976236267
08-0823	Liten, för snittinsamling	4 st	08033976236274
08-0824	Medium, för snittinsamling	4 st	08033976236281
08-0825	Medium, för rengöring av mikrotomblad	2 st	08033976236298
08-0826	Stor, för rengöring av mikrotom	2 st	08033976236304
08-0827	Stor, för rengöring av kryostat	2 st	08033976236311
08-0828	Set om 5 borstar för kryostat (inkl. koderna 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 och 08-0826)	1 st	08033976236328
08-0829	Set om 5 borstar för mikrotom (inkl. koderna 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 och 08-0825)	1 st	08033976236335



Diagnostik in vitro – Medicinsk enhet
IVD Klass A, Förord. UE 2017/746

Basic UDI: 080339762W05030580ZA



Tillverkare: Bio-Optica Milano S.p.A.

Utgivningsdatum: 16/05/2022

Rev. 001

Borstar för användning inom mikrotomi och kryomikrotomi.

Tekniska data

	Kod	Spets	Handtag
Material	08-0822, 08-0823, 08-0824	Koskinn	Trä
	08-0825, 08-0826	Borst (30 % animal 70 % synteti)	Polypropylen
	08-0827	Borst (30 % animal 70 % synteti)	Trä
Förpackning	Primär behållare	Plastpåse	
	Etikett	Pappersetikett	
	Sekundär behållare	Krävs ej	
Förvaring	Förvaringsförhållanden	Inga	
	Förvaringstemperatur	Det finns inga särskilda begränsningar	
	Rengöringsmetod	Rengör med duk eller papper. Använd ej lösningsmedel.	
	Stabilitet	Efter första öppning är produkten stabil.	
	Validitet	Ej tillämpligt.	
Varning och försiktighet	Bruksanvisning	Tillhandahålls ej för denna produkt.	
	Produktklassificering	Produkten är avsedd för professionellt laboratoriebruk av kvalificerad hälsovårdspersonal. Produkten är ej kemiskt farlig. Inga varningar eller försiktighetsåtgärder krävs.	
	Kassering	Följ alla nationella och lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.	
	Rekommendationer	I händelse av en allvarlig olycka rekommenderar vi att du omedelbart informerar Bio-Optica Milano S.p.A och berörda myndigheter.	

REVISIONSNUMMER	ORSAK	REVISIONSDATUM
001	Justering av förordning UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022

Utgivningsdatum: 16/05/2022

Rev. 001