



PC800
Meleg lap



KÓD	LEÍRÁS
40-300-301	Fűtött lap



In vitro orvosi diagnosztikai eszköz
IVD az **A osztályban**, Reg EU 2017/746
UDI-DI: 08034120271530
Basic UDI: 080341202W02079012D8



Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A.

Közzététel napja: 17/06/2024
Felülv. 002

Fűtött lap a tárgylemezek szárítására vagy egyéb laboratóriumi használatra.

MÉRET JELLEMZŐK

Méretek mm-ben			
Súly	Szélesség	Mélység	Magasság
kb. 4 kg	150	380	100

KONSTRUKCIÓS JELLEMZŐK

- Festett lemez váz, vastagság 15/10.
- Fekete színű eloxált alumínium munkalap, vastagság 8 mm.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Hőmérséklet: +20 °C és +90 °C között mikroprocesszoros elektronikus termosztát segítségével
- Pontosság: Olvasási pontosság ± 0.5 °C.
- Lehetőség a hőmérséklet szövettani ciklusának beállítására.

Részletezés

Elektromos csatlakozások	Feszültség	230V~
	Frekvencia	50/60Hz.
	Névleges teljesítmény	230 W.
Egyéb csatlakozások	Hidraulika csatlakozások	Nem szükséges
	Füstelvezetés	Nem szükséges
Figyelmeztetések és óvintézkedések	A termékek besorolása	A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális laboratóriumi használatra készült. A termék vegyi szempontból nem minősül veszélyesnek. Nincsenek különösebb figyelmeztetések és óvintézkedések ehhez a terméktípushoz.
	Ajánlások	Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano S.P.A. és az illetékes hatóságok azonnali tájékoztatása.

FELÜLVIZSGÁLATI SZ.	INDOKLÁS	FELÜLVIZSGÁLATI IDŐPONT
002	Frissített "olvasási pontosság" elem	2024.06.17.

Közzététel napja: 17/06/2024

Felülv. 002