



# PC800

## Placa quente



| CÓDIGO     | DESCRIÇÃO      |
|------------|----------------|
| 40-300-301 | Placa aquecida |



Dispositivo médico-diagnóstico in vitro  
IVD na **Classe A**, Reg. UE 2017/746  
UDI-DI: 08034120271530  
Basic UDI: 080341202W02079012D8



Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A.

Data de publicação: 17/06/2024  
Rev. 002

Placa aquecida utilizada para a secagem de lâminas ou para várias utilizações de laboratório.

### CARACTERÍSTICAS DE DIMENSÕES

| Dimensões em mm |         |                |        |
|-----------------|---------|----------------|--------|
| Peso            | Largura | Profundidade e | Altura |
| cerca de 4 kg   | 150     | 380            | 100    |

### CARACTERÍSTICAS DE FABRICO

- Chassis em chapa pintada, espessura 15/10.
- Plano de trabalho em alumínio anodizado de cor preta, espessura 8 mm.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura: De +20°C a +90°C através de termóstato eletrónico com microprocessador
- Precisão: Precisão de leitura  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .
- Possibilidade de definição do ciclo de histerese da temperatura.

### Especificações

|                           |                          |   |
|---------------------------|--------------------------|---|
| Ligações elétricas        | Tensão                   | 230V~   |
|                           | Frequência               | 50/60Hz.  |
|                           | Potência nominal         | 230 W.  |
| Outras ligações           | Ligações hidráulicas     | Desnecessárias  |
|                           | Exaustão dos fumos       | Desnecessário   |
| Advertências e precauções | Classificação do produto | O produto destina-se à utilização profissional de laboratório para profissionais de saúde. O produto não está classificado como perigoso do ponto de vista químico. Não estão previstas advertências e precauções particulares para este tipo de produto. |
|                           | Recomendações            | É recomendável, em caso de incidente grave, informar imediatamente a Bio-Optica Milano S.p.A. e as autoridades competentes  |

| Nº REVISÃO | MOTIVAÇÃO                             | DATA DE REVISÃO |
|------------|---------------------------------------|-----------------|
| 002        | Item "precisão de leitura" atualizado | 17/06/2024      |

Data de publicação: 17/06/2024

Rev. 002