



PC800
Horký tác



KÓD	POPIS
40-300-301	Topná deska



Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro
IVD, **třída A**, nařízení (EU) 2017/746
UDI-DI: 08034120271530
Basic UDI: 080341202W02079012D8



Výrobce: Bio-Optica Milano S.p.A.

Datum vydání: 17/06/2024
Rev. 002

Topná deska se používá k sušení sklíček pro různá laboratorní použití.

ROZMĚRY

Rozměry v mm			
Hmotnost	Šířka	Hloubka	Výška
cca 4 kg	150	380	100

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI

- Šasi z ocelového plechu s nátěrem, tloušťka 15/10.
- Pracovní plocha z eloxovaného hliníku, tloušťka 8 mm

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Nastavení teploty: +20 °C až +90 °C pomocí elektronického termostatu s mikroprocesorem
- Přesnost: Přesnost hodnot ± 0.5 °C
- Možnost programování hysterezního cyklu teploty

Technické údaje

Elektrické přípojky	Napětí	230 V~
	Frekvence	50/60 Hz.
	Výkon	230 W.
Jiné přípojky	Vodovodní přípojka	Nepožaduje se
	Nasávání/filtrování výparů	Nepožaduje se
Varování a bezpečnostní opatření	Klasifikace produktu	Produkt je určen k profesionálnímu laboratornímu použití pro odborné zdravotnické pracovníky.
	Poznámky	V případě závažné nehody okamžitě informujte společnost Bio-Optica Milano S.p.A a příslušné úřady.

REVIZE	POPIS	DATUM
002	Aktualizována položka "přesnost hodnot"	17. 6. 2024

Datum vydání: 17/06/2024
Rev. 002