



PC800

Topla ploča



ŠIFRA	OPIS
40-300-301	Grijana ploča



Medicinsko-dijagnostički proizvod in vitro
IVD u klasi A, Ur. (EU) 2017/746
UDI-DI: 08034120271530
Basic UDI: 080341202W02079012D8



Proizvođač: Bio-Optica Milano S.p.A.

Datum izdanja: 17/06/2024
Rev. 002

Grijana ploča koja se koristi za sušenje stakalaca ili za različite laboratorijske primjene.

ZNAČAJKE DIMENZIJA

Dimenzije u mm			
Težina	Širina	Dubina	Visina
oko 4 kg	150	380	100

STRUKTURNE ZNAČAJKE

- Šasija od lakiranog čeličnog lima debljine 15/10
- Radna ploha debljine 8 mm od crnog anodiziranog aluminija

TEHNIČKE ZNAČAJKE

- Postavka temperature: Od +20°C do +90°C putem ploče elektroničkog termostata s mikroprocesorom
- Preciznost: Preciznost očitavanja $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Mogućnost programiranja ciklusa histereze temperature

Tehnički podaci

Električni priključci	Napon	230V~
	Frekvencija	50/60 Hz.
	Snaga	230 W.
Ostali priključci	Priključci vode	Nije potrebno
	Uspis/filtriranje dimnih plinova	Nije potrebno
Upozorenje i mjere opreza	Klasifikacija proizvoda	Proizvod je namijenjen zdravstvenim djelatnicima za profesionalnu laboratorijsku upotrebu.
	Primjedbe	U slučaju ozbiljnog incidenta, odmah informirati tvrtku Bio-Optica Milano S.p.A i nadležna tijela

IZMJENA	OPIS	DATUM
002	Ažurirana stavka "preciznost očitavanja".	17.6.2024.

Datum izdanja: 17/06/2024
Rev. 002