



PC800

Horúci tanier



KÓD	OPIS
40-300-301	Vykurovací doska



Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro
IVD, **trieda A**, nariadenie (EÚ) 2017/746
UDI-DI: 08034120271530
Basic UDI: 080341202W02079012D8



Výrobca: Bio-Optica Milano S.p.A.

Dátum vydania: 17/06/2024
Rev. 002

Vykurovacia doska sa používa na sušenie sklíčok pre rôzne laboratórne použitie.

ROZMERY

Rozmery v mm			
Hmotnosť	Šírka	Hĺbka	Výška
cca 4 kg	150	380	100

KONŠTRUKČNÉ VLASTNOSTI

- Šasi z oceľového plechu s náterom, hrúbka 15/10.
- Pracovná plocha z eloxovaného hliníka, hrúbka 8 mm

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Nastavenie teploty: +20 °C až +90 °C pomocou elektronického termostatu s mikroprocesorom
- Presnosť: Presnosť hodnôt ± 0.5 °C
- Možnosť programovania hysterézneho cyklu teploty

Technické údaje

Elektrické prípojky	Napätie	230 V~
	Frekvencia	50/60 Hz.
	Výkon	230 W.
Iné prípojky	Vodovodné prípojky	Nie je potrebné
	Nasávanie/filtrovanie výparov	Nie je potrebné
Varovania a bezpečnostné opatrenia	Klasifikácia produktu	Produkt je určený na profesionálne laboratórne použitie pre odborných zdravotníckych pracovníkov.
	Poznámky	V prípade závažnej nehody okamžite informujte spoločnosť Bio-Optica Milano S.p.A. a príslušné úrady.

REVÍZIA	OPIS	DÁTUM
002	Aktualizovaná položka "presnosť čítania".	17. 6. 2024

Dátum vydania: 17/06/2024
Rev. 002