



TRANSPORT BAGS

Sacchetti portacampioni



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	N° REPERTORIO	UDI-DI
44-9590	Sacchetti Transport Bags	500 pz.	2408096	08033976239534



Dispositivo medico – diagnostico in vitro
Codice CND/EMDN: W05020101
IVD in **Classe A**, Reg. UE 2017/746

Basic UDI: 080339762W05020101XM



Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A.



Prodotto monouso

Data di pubblicazione: 19/04/2023

Rev. 002

Sacchetti per il trasporto campioni biologici (anatomici o liquidi citologici).

CARATTERISTICHE GENERALI

I sacchetti per il trasporto di campioni potenzialmente infetti sono dotati di chiusura con microcerniera a pressione e sono completi di tasca porta-documenti esterna che consente di proteggere la documentazione anche in caso di perdite del contenitore.

I sacchetti riportano su un lato una serigrafia con il simbolo Biohazard e le istruzioni per l'uso.

Specifiche

Dati tecnici	Materiale	LDPE (Polietilene Bassa Densità)
	Dimensioni totali sacchetto	160 x 270 mm
	Dimensioni sacchetto fino alla zip	160 x 240 mm
	Dimensioni tasca	160 x 180 mm
	Temperature tollerate	-10 / +60°C
Packaging	Contenitore primario	Scatola in cartone
	Etichetta	In materiale cartaceo
	Contenitore secondario	Non previsto
Conservazione	Condizioni di stoccaggio	Data la tipologia di prodotto, non sono previste particolari modalità di conservazione e stoccaggio.
	Temperatura di stoccaggio	Non sono previste particolari limitazioni.
	Stabilità	Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo.
	Validità	Non applicabile.
Avvertenze e precauzioni	Classificazione del prodotto	Il prodotto è destinato all'uso professionale di laboratorio per operatori sanitari. Il prodotto non è classificato come pericoloso dal punto di vista chimico. Non sono previste particolari avvertenze e precauzioni per questo tipo di prodotto.
	Smaltimento	Da smaltire secondo le normative vigenti.
	Raccomandazioni	Raccomandiamo in caso di incidente grave di informare subito Bio-Optica Milano S.p.A. e le autorità competenti

N° REVISIONE	MOTIVAZIONE	DATA DI REVISIONE
001	Adeguamento Regolamento UE 2017/746 - IVDR	23/05/2022
002	Aggiornamento N° Repertorio per adeguamento al Regolamento UE 2017/746	19/04/2023

Data di pubblicazione: 19/04/2023

Rev. 002