

TRANSPORT BAGS

Mintaszállító tasakok



KÓD	LEÍRÁS	CSOMAGOLÁS	UDI-DI
44-9590	Szállítótáska tasakok	500 db	08033976239534



In vitro orvosi diagnosztikai eszköz
IVD az **A osztályban**, Reg. EU 2017/746

Basic UDI: 080339762W05020101XM



Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A.



Egyszer használatos termék

Közzététel napja: 16/05/2022

Felülv. 001

Biológiai minták (anatómiai minták vagy citológiai folyadékok) szállítására szolgáló tasakok.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A potenciálisan fertőzött minták szállítására szolgáló tasakok egy bepattintható micro-zsanéros zárral rendelkeznek, és egy külső dokumentumzsebbel vannak ellátva, amely védi a dokumentációt, akkor is, ha a tartály ereszt.

A tasakok egyik oldalán szitanyomással a biológiai veszély szimbóluma látható, valamint a használati utasítás.

Részletezés

Műszaki adatok	Anyag	LDPE (kis sűrűségű polietilén)
	Tasak teljes mérete	160 x 270 mm
	Tasak mérete a cipzárig	160 x 240 mm
	Zsebméret	160 x 180 mm
	Felhasználási hőmérséklet	-10 / +60 °C
Csomagolás	Elsődleges tárolóedény	Kartondoboz
	Címke	Papíryanagú
	Másodlagos tárolóedény	Nem tervezett
Tárolás	Tárolási körülmények	A terméktípusnak megfelelően nincs különösebb előírányzott megőrzési és tárolási mód.
	Tárolási hőmérséklet	Nincsenek különösebb előírányzott korlátozások.
	Stabilitás	A termék időtállóan stabilnak minősül.
	Érvényességi idő	Nem alkalmazható.
Figyelmeztetések és óvintézkedések	A termék besorolása	A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális laboratóriumi használatra készült. A termék vegyi szempontból nem minősül veszélyesnek. Nincsenek különösebb figyelmeztetések és óvintézkedések ehhez a terméktípushoz.
	Hulladékba helyezés	Ártalmatlanítsa a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
	Ajánlások	Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano S.P.A. és az illetékes hatóságok azonnali tájékoztatása.

FELÜLVIZSGÁLATI SZ.	INDOKLÁS	FELÜLVIZSGÁLATI IDŐPONT
001	Megfelel az EU UE 2017/746 - IVDR jogszabálynak	2022.05.16.

Közzététel napja: 16/05/2022

Felülv. 001