



TRANSPORT BAGS

Přepravní vaky



KÓD	POPIS	BALENÍ	UDI-DI
44-9590	Přepravní vaky	500 ks	08033976239534



Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro
IVD, **třída A**, nařízení (EU) 2017/746



Výrobce: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05020101XM



Jednorázové

Datum vydání: 16/05/2022
Rev. 001

Vaky pro přepravu biologických vzorků (anatomické nebo cytologické tekutiny).

OBECNÉ VLASTNOSTI

Vaky pro přepravu potenciálně infekčních vzorků jsou vybaveny uzávěrem s tlakovým zipem a externí kapsou na dokumenty, která zajišťuje ochranu dokumentace pacienta v případě, že dojde k úniku materiálu z nádoby.

Na vnější straně vaků se nachází symbol biologického rizika a pokyny k použití.

Technické údaje

Technické údaje	Materiál	LDPE (nízkohustotní polyethylen)
	Celkové rozměry vaku	160 x 270 mm
	Užitečné rozměry vaku (až po zip)	160 x 240 mm
	Rozměry kapsy	160 x 180 mm
	Teplotní rozsah použití	-10 / +60 °C
Balení	Primární nádoba	Kartonová krabice
	Štítek	Papírový štítek
	Sekundární nádoba	Nepožaduje se
Skladování	Skladovací podmínky	Žádné
	Teplota skladování	Neexistují žádná konkrétní omezení.
	Stabilita	Produkt je po prvním otevření stabilní.
	Trvanlivost	Neuplatňuje se.
Varování a bezpečnostní opatření	Klasifikace produktu	Produkt je určen k profesionálnímu laboratornímu použití pro odborné zdravotnické pracovníky. Produkt není chemicky nebezpečný. Nejsou stanovena žádná varování a bezpečnostní opatření.
	Likvidace	Dodržujte všechny národní a místní předpisy týkající se likvidace odpadů.
	Doporučení	V případě závažné nehody doporučujeme, abyste okamžitě informovali společnost Bio-Optica Milano S.p.A a příslušné úřady.

Č. REVIZE	DŮVOD	DATUM REVIZE
001	Novelizace nařízení (EU) 2017/746 – IVDR	16. 5. 2022

Datum vydání: 16/05/2022

Rev. 001