



TRANSPORT BAGS

Transportposer



KODE	BESKRIVELSE	EMBALLAGE	UDI-DI
44-9590	Transportposer	500 stk.	08033976239534



In-vitro diagnose – medicinsk enhed
IVD klasse A, reg. UE 2017/746



Producent: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05020101XM



Bortskaffelse

Udstedelsesdato: 16/05/2022

Rev. 001

Poser til transport af biologiske prøver (anatomiske eller cytologiske væsker).

GENERELLE FUNKTIONER

Poserne til transport af potentielt inficerede prøver har en lukning med tryklynslås og en udvendig lomme til dokumenter, hvilket gør det muligt at beskytte patientens dokumentation i tilfælde af containerspild.

Poserne har et Biohazard-symbol og brugsanvisninger på den udvendige side.

Tekniske data

Tekniske data	Materiale	LDPE (Low Density Polyethylen)
	Samlede dimensioner af posen	160 x 270 mm
	Brugbare dimensioner af posen (indtil lynlåsen)	160 x 240 mm
	Lommens dimensioner	160 x 180 mm
	Temperaturer	-10 / +60 °C
Emballage	Primær beholder	Papboks
	Etiket	Papiretiket
	Sekundær beholder	Ikke anmodet
Opbevaring	Opbevaringsbetingelse	Ingen
	Opbevaringstemperatur	Der er ingen særlige begrænsninger.
	Stabilitet	Efter den første åbning er produktet stabilt.
	Gyldighed	Ikke relevant.
Advarsel og forholdsregel	Klassificering af produkt	Produktet er beregnet til brug i et professionelt laboratorium af sundhedsprofessionelle. Produktet er ikke kemisk farligt. Ingen advarselsforanstaltninger og forholdsregler er påkrævet.
	Bortskaffelse	Overhold alle statslige og lokale miljøbestemmelser angående bortskaffelse af affald.
	Anbefalinger	I tilfælde af en alvorlig ulykke anbefaler vi, at du omgående informerer Bio-Optica Milano S.p.A samt de kompetente myndigheder.

REVISION nr.	ÅRSAG	REVISIONSDATO
001	Justering af bestemmelse UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022

Udstedelsesdato: 16/05/2022

Rev. 001