

TRANSPORT BAGS

Transpordikotid



KOOD	KIRJELDUS	PAKEND	UDI-DI
44-9590	Transpordikotid	500 tk	08033976239534



In vitro diagnostiline – meditsiiniseade
IVD klass A, määrus (EL) 2017/746



Tootja: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05020101XM



Kõrvaldatavad

Avaldamise kuupäev: 16/05/2022
Muudatus 001

Bioloogiliste proovide (anatomiliste või tsütoloogiliste) transportimiseks mõeldud kotid.

ÜLDOMADUSED

Potentsiaalselt nakatunud proovide transportimiseks mõeldud kottidel on survetõmbelukuga sulgur ja välistasku dokumentide jaoks, mis võimaldab kaitsta patsiendi dokumente lekete korral mahutist. Kottide välisküljel on bioloogilise ohu sümbol ja kasutusjuhised.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed	Materjal	LDPE (väikese tihedusega polüetüleen)
	Koti üldmõõtmed	160 x 270 mm
	Koti kasulikud mõõtmed (kuni sulgurini)	160 x 240 mm
	Tasku mõõtmed	160 x 180 mm
	Temperatuuritaluvus	-10 / +60 °C
Pakend	Primaarne mahuti	Pappkarp
	Märgistus	Paberist etikett
	Sekundaarne mahuti	Pole vajalikud
Hoiustamine	Hoiustamistingimused	Puuduvad
	Hoiustamistemperatuur	Erilisi piiranguid pole.
	Stabiilsus	Pärast esmast avamist on toode stabiilne.
	Kõlblikkusaeg	Ei ole kohaldatav.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud	Toote klassifikatsioon	Toode on mõeldud tervishoiutöötajatele professionaalseks laboratoorseks kasutamiseks. Toode ei ole keemiliselt ohtlik. Ohutusmeetmeid ja ettevaatusabinõusid pole vaja.
	Kõrvaldamine	Järgige seoses jäätmete kõrvaldamisega kõiki riiklikke ja kohalikke keskkonnaeeskirju.
	Soovitused	Tõsise õnnetusjuhtumi korral soovitame sellest viivitamatult teavitada ettevõtet Bio-Optica Milano S.p.A ja asjakohaseid pädevaid asutusi.

MUUDATUSE NR	PÕHJUS	MUUDATUSE KUUPÄEV
001	Määruse (EL) 2017/746 (IVDR) kohandamine	16/05/2022

Avaldamise kuupäev: 16/05/2022
Muudatus 001