

TRANSPORT BAGS

Kuljetuspussit



KOODI	KUVAUS	PAKKAUS	UDI-DI
44-9590	Kuljetuspussit	500 kpl	08033976239534



In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu
lääkinnällinen laite
IVD, luokka A, asetus (EU) 2017/746



Valmistaja: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05020101XM



Kertakäyttöinen

Julkaisupäivä: 16/05/2022
Versio 001

Pussit biologisten näytteiden (anatomisten tai sytologisten nesteiden) kuljetukseen.

YLEISET OMINAISUUDET

Mahdollisesti tartuntavaarallisten näytteiden kuljetukseen tarkoitetuissa salpapusseissa on ulkoinen tasku asiakirjoille. Se suojaa potilasdokumentaatiota mahdollisissa vuototapauksissa.

Pussien ulkopinnassa on biologisen vaaran symboli ja käyttöohjeet.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	Materiaali	LDPE (pientiheyspolyeteeni)
	Pussin kokonaismitat	160 x 270 mm
	Pussin käyttömitat (sulkimeen saakka)	160 x 240 mm
	Taskun mitat	160 x 180 mm
	Kestää lämpötiloja	-10...+60 °C
Pakkaus	Primaaripakkaus	Pahvikotelo
	Etiketti	Paperietiketti
	Sekundääripakkaus	Ei tarvita
Säilytys	Säilytysolosuhteet	Ei ole
	Säilytyslämpötila	Ei erityisiä rajoituksia.
	Stabiliateetti	Avattu tuote on stabiili.
	Säilyvyysaika	–
Varoitukset ja varotoimet	Tuotteen luokitus	Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaiseen laboratoriokäyttöön terveydenhuollon ammattilaisten toimesta. Tuote ei ole kemiallisesti vaarallinen. Varoitukset ja varotoimet eivät ole tarpeen.
	Hävittäminen	Noudata kaikkia jätteiden hävittämistä koskevia kansallisia ja paikallisia ympäristösäännöksiä.
	Suositukset	Jos tapahtuu vakava onnettomuus, suosittelemme ottamaan heti yhteyttä Bio-Optica Milano S.p.A:han ja toimivaltaisiin viranomaisiin.

VERSION NRO	SYY	MUOKKAUKSEN PVM
001	Asetuksen (EU) 2017/746 mukaisesti	16.5.2022

Julkaisupäivä: 16/05/2022
Versio 001