



# TRANSPORT BAGS

Vrećice za prenošenje



ŠIFRA	OPIS	AMBALAŽA	UDI-DI
44-9590	Vrećice za prenošenje	500 kom	08033976239534



In-vitro medicinsko-dijagnostički proizvod  
IVD Klasa A, Ur. (EU) 2017/746



Proizvođač: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05020101XM



Jednokratan

Datum izdanja: 16/05/2022  
Rev. 001

Vrećice za prenošenje bioloških uzoraka (anatomskih ili citoloških tekućina)

**OPĆE ZNAČAJKE**

Vrećice za prenošenje potencijalno inficiranih uzoraka imaju pritisni zatvarač i vanjski džep za dokumente što osigurava zaštitu dokumentacije pacijenata u slučaju prolijevanja spremnika.

Vrećice s vanjske strane imaju simbol biološke opasnosti i korisničke upute.

**Tehnički podaci**

Tehnički podaci	Materijal	LDPE (polietilen niske gustoće)
	Ukupne dimenzije vrećice	160 x 270 mm
	Iskoristive dimenzije vrećice (do zatvarača)	160 x 240 mm
	Dimenzije džepa	160 x 180 mm
	Tolerancija temperatura	-10 / +60°C
Ambalaža	Primarni spremnik	Kartonska kutija
	Etiketa	Papirnata etiketa
	Sekundarni spremnik	Nije zatražena
Čuvanje	Uvjeti čuvanja	Ništa
	Temperatura skladištenja	Nema posebnih ograničenja.
	Stabilnost	Nakon prvog otvaranja, proizvod je stabilan.
	Valjanost	Nije primjenjivo.
Upozorenje i mjera opreza	Klasifikacija proizvoda	Proizvod je namijenjen zdravstvenim djelatnicima za profesionalnu laboratorijsku upotrebu. Proizvod nije kemijski opasan. Mjere upozorenja i predostrožnosti nisu potrebne.
	Odlaganje	Pridržavati se svih državnih i okolišnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje otpada.
	Preporuke	U slučaju ozbiljnog incidenta, preporučujemo da odmah informirate tvrtku Bio-Optica Milano S.p.A i nadležna tijela.

IZMJENA br.	RAZLOG	DATUM IZMJENE
001	Prilagodba uredbe (EU) 2017/746 - IVDR	16.5.2022.

Datum izdanja: 16/05/2022  
Rev. 001