



TRANSPORT BAGS

Gabenimo maišeliai



KODAS	APRAŠAS	PAKUOTĖ	UDI-DI
44-9590	Gabenimo maišeliai	500 vnt.	08033976239534



In vitro diagnostika. Medicinos priemonė
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746



Gamintojas: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05020101XM



Vienkartinis gaminyš

Leidimo data:16/05/2022
001 red.

Biologinių mėginių (anatominių arba citologinių skysčių) gabenimo maišeliai.

BENDROSIOS SAVYBĖS

Maišeliai mėginiams, kurie gali būti užkrėsti, gabenti uždarami užspaudžiamuoju užtrauktuku; juose yra išorinė kišenėlė dokumentams, todėl paciento dokumentai išlieka apsaugoti, jeigu išsilieja talpyklė.

Maišelių išorėje yra biologinio pavojaus simbolis ir naudotojo instrukcijos.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys	Medžiaga	MTPE (mažo tankio polietilenas)
	Bendrieji maišelio matmenys	160 x 270 mm
	Naudingieji maišelio matmenys (iki užtrauktuko)	160 x 240 mm
	Kišenėlės matmenys	160 x 180 mm
	Toleruojama temperatūra	nuo –10 iki +60 °C
Pakuotė	Pirminė talpyklė	Kartoninė dėžutė
	Etiketė	Popierinė etiketė
	Antrinė talpyklė	Nereikia
Laikymas	Laikymo sąlygos	Nėra
	Laikymo temperatūra	Apribojimų nežinoma.
	Stabilumas	Pirmą kartą atidarius, gaminys išlieka stabilus.
	Tinkamumas	Netaikoma.
Įspėjimai ir atsargumo priemonės	Gaminio klasifikacija	Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams profesionalioje laboratorijoje. Gaminys nekelia cheminio pavojaus. Saugumo ir atsargumo priemonių nereikia.
	Šalinimas	Vadovaukitės visais valstybės ir regiono aplinkosaugos teisės aktais dėl atliekų šalinimo.
	Rekomendacijos	Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant informuoti bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ ir kompetentingas institucijas.

REDAKCIJOS NR.	PRIEŽASTIS	PERŽIŪROS DATA
001	Reglamento (EU) Nr. 2017/746 koregavimas – IVDR	2022-05-16

Leidimo data:16/05/2022
001 red.