



# TRANSPORT BAGS

Pārvadāšanas maisiņi



KODS	APRAKSTS	IEPAKOJUMS	UDI-DI
44-9590	Pārvadāšanas maisiņi	500 gab.	08033976239534



In vitro diagnostikas medicīnas ierīce  
IVD A klase, Reg. (ES) 2017/746



Ražotājs: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05020101XM



Vienreizlietojams

Izdošanas datums: 16/05/2022  
Red. 001

Maisiņi bioloģisku paraugu (anatomiskiem vai citoloģiskiem izmeklējumiem paredzētu šķidrumu) pārvadāšanai.

### VISPĀRĪGAS PAZĪMES

Maisiņus iespējami inficētu paraugu pārvadāšanai var noslēgt ar rāvējslēdzēju, un tiem ir ārēja kabata dokumentu glabāšanai; tādējādi pacientu dokumenti tiek aizsargāti šķidrumu nejaušas izšļakstīšanās gadījumā.

Uz maisiņiem ārpusē ir norādīts bioloģiskās bīstamības simbols un lietošanas instrukcija.

### Tehniskie dati

Tehniskie dati	Materiāls	LDPE (zema blīvuma polietilēns)
	Maisiņa kopējie izmēri	160 x 270 mm
	Maisiņa lietderīgie izmēri (līdz rāvējslēdzējam)	160 x 240 mm
	Kabatas izmēri	160 x 180 mm
	Pieļaujamā temperatūra	-10/+60°C
Iepakojums	Pirmējais iepakojums	Kartona kaste
	Etiķete	Papīra etiķete
	Sekundārais iepakojums	Nav nepieciešams
Glabāšana	Glabāšanas nosacījumi	Nav
	Glabāšanas temperatūra	Nav īpašu ierobežojumu.
	Stabilitāte	Pēc pirmās atvēršanas produkts ir stabils.
	Derīgums	Nav piemērojams.
Brīdinājums un norāde par piesardzību	Produkta klasifikācija	Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās veselības aprūpes speciālistiem. Produkts nav ķīmiski bīstams. Nav nepieciešami brīdinājumi un piesardzības pasākumi.
	Iznīcināšana	Ievērot visus valsts un vietējos ar vidi saistītos noteikumus attiecībā uz atkritumu iznīcināšanu.
	Ieteikumi	Smaga negadījuma gadījumā mēs iesakām nekavējoties informēt Bio-Optica Milano S.p.A un kompetentās iestādes.

PĀRSKATĪTA IZDEVUMA Nr.	IEMESLS	PĀRSKATĪŠANAS DATUMS
001	Regulas korekcija (ES) 2017/746 – IVDR	16.05.2022.

Izdošanas datums: 16/05/2022

Red. 001