



TRANSPORT BAGS

Worki transportowe



KOD	OPIS	OPAKOWANIE	UDI-DI
44-9590	Worki transportowe	500 szt.	08033976239534



Diagnostyka in vitro — Wyrób medyczny
IVD Klasa A, Rozp. UE 2017/746



Producent: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05020101XM



Jednorazowego użytku

Data wydania: 16/05/2022
Wer. 001

Worki do transportu próbek biologicznych (płynów anatomicznych lub cytologicznych).

CECHY OGÓLNE

Worki do transportu próbek potencjalnie zakażonych mają zamknięcie z zamkiem błyskawicznym i zewnętrzną kieszeń na dokumenty, która umożliwia zabezpieczenie dokumentacji pacjenta w przypadku rozlania pojemnika.

Na zewnętrznej stronie worków znajduje się symbol zagrożenia biologicznego oraz instrukcja użytkowania.

Dane techniczne

Dane techniczne	Materiał	LDPE (polietylen o małej gęstości)
	Całkowite wymiary worka	160 x 270 mm
	Wymiary użytkowe worka (do zamka błyskawicznego)	160 x 240 mm
	Wymiary kieszeni	160 x 180 mm
	Zakres temperatury	-10 / +60°C
Opakowanie	Pojemnik główny	Kartonowe pudełko
	Etykieta	Etykieta z papieru
	Pojemnik dodatkowy	Nie jest wymagane
Przechowywanie	Warunki przechowywania	Brak
	Temperatura przechowywania	Nie ma szczególnych ograniczeń.
	Stabilność	Po pierwszym otwarciu produkt jest stabilny.
	Ważność	Nie dotyczy.
Ostrzeżenia i środki ostrożności	Klasyfikacja produktu	Produkt jest przeznaczony do profesjonalnego użytku laboratoryjnego dla pracowników służby zdrowia. Produkt nie jest chemicznie niebezpieczny. Nie są wymagane żadne środki ostrożności i zabezpieczenia.
	Utylizacja	Należy przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie usuwania odpadów.
	Zalecenia	W razie poważnego wypadku należy natychmiast powiadomić Bio-Optica Milano S.p.A i właściwe władze.

NUMER WERSJI	PRZYCZYNA	DATA WYDANIA
001	Dostosowanie do rozporządzenia UE 2017/746	2022-05-16

Data wydania: 16/05/2022

Wer. 001