



TRANSPORT BAGS



KÓD	OPIS	BALENIE	UDI-DI
44-9590	Vaky na uchovávanie a prenášanie vzoriek	500 ks	08033976239534



Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro
IVD, trieda A, nariadenie (EÚ) 2017/746



Výrobca: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05020101XM



Jednorazové

Dátum vydania: 16/05/2022
Rev. 001

Vaky na uchovávanie a prenášanie biologických vzoriek (anatomických alebo cytologických tekutín).

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

Vaky na prenášanie potenciálne infikovaných vzoriek sú vybavené tlakovým zatváraním na mikrozips a ich súčasťou je aj externé vrecko na dokumenty, ktoré umožňuje ochrániť dokumentáciu aj v prípade únikov z nádoby.

Vaky sú z vonkajšej strany potlačené sieťotlačou so symbolom biologického rizika a návodom na použitie.

Technické údaje

Technické údaje	Materiál	LDPE (nízkohustotný polyetylén)
	Celkové rozmery vaku	160 x 270 mm
	Rozmery vaku po zips	160 x 240 mm
	Rozmery vrečka	160 x 180 mm
	Prípustné teploty	10 / +60 °C
Balenie	Primárna nádoba	Kartónová škatuľa
	Štítok	Papierový štítok
	Sekundárna nádoba	Nepožaduje sa
Skladovanie	Skladovacie podmienky	Žiadne
	Teplota skladovania	Neexistujú žiadne konkrétne obmedzenia.
	Stabilita	Produkt je po prvom otvorení stabilný.
	Trvanlivosť	Neuplatňuje sa.
Varovania a bezpečnostné opatrenia	Klasifikácia produktu	Produkt je určený na profesionálne laboratórne použitie pre odborných zdravotníckych pracovníkov. Produkt nie je chemicky nebezpečný. Nie sú stanovené žiadne varovania a bezpečnostné opatrenia.
	Likvidácia	Dodržiavajte všetky národné a miestne predpisy týkajúce sa likvidácie odpadov.
	Odporúčania	V prípade závažnej nehody odporúčame, aby ste okamžite informovali spoločnosť Bio-Optica Milano S.p.A. a príslušné úrady.

Č. REVÍZIE	DŮVOD	DÁTUM REVÍZIE
001	Novelizácia nariadenia (EÚ) 2017/746 – IVDR	16. 5. 2022

Dátum vydania: 16/05/2022

Rev. 001