



# TRANSPORT BAGS

Transportväskor



KOD	BESKRIVNING	FÖRPACKNING	UDI-DI
44-9590	Transportväskor	500 st	08033976239534



Diagnostik in vitro – Medicinsk enhet  
IVD Klass A, Förord. UE 2017/746



Tillverkare: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05020101XM



Engångsbruk

Utgivningsdatum: 16/05/2022  
Rev. 001

Väskor för transport av biologiska prover (anatomiska eller cytologiska vätskor).

### ALLMÄNNA EGENSKAPER

Väskorna för transport av potentiellt infekterade prover har en stängning med blixtlås och en utvändig ficka för dokument så att patientens dokumentation kan skyddas i händelse av spill från behållare.

På utsidan har väskorna en Biorisk-symbol och användarens instruktioner.

### Tekniska data

Tekniska data	Material	LDPE (Low Density Polyethylene)
	Totala väskmått	160 x 270 mm
	Mått användbar väska (till stängning med blixtlås)	160 x 240 mm
	Fickans mått	160 x 180 mm
	Temperaturområde	-10 till +60 °C
Förpackning	Primär behållare	Kartonglåda
	Etikett	Pappersetikett
	Sekundär behållare	Ej erforderlig
Förvaring	Förvaringsförhållanden	Inga
	Förvaringstemperatur	Det finns inga särskilda begränsningar
	Stabilitet	Efter första öppning är produkten stabil.
	Validitet	Ej tillämpligt.
Varning och försiktighet	Produktklassificering	Produkten är avsedd för professionellt laboratoriebruk av kvalificerad hälsovårdspersonal. Produkten är ej kemiskt farlig. Inga varningar eller försiktighetsåtgärder krävs.
	Kassering	Följ alla nationella och lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.
	Rekommendationer	I händelse av en allvarlig olycka rekommenderar vi att du omedelbart informerar Bio-Optica Milano S.p.A och berörda myndigheter.

REVISIONSNUMMER	ORSAK	REVISIONSDATUM
001	Justering av förordning UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022

Utgivningsdatum: 16/05/2022

Rev. 001