

## Sonde per autopsia

### Notizie generali

Sonde per autopsia.

Codice 32-662



Codici 32-660



Codici 32-661



Produttore: Aesculap AG.

Am Aesculap-Platz – 78532 Tuttlingen - Germania

Distributore per l'Italia: Bio-Optica Milano S.p.A.

Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezionamento
32-660.1	Sonda a foglia di mirto (Ø 2 mm)	145 mm	1 pz.
32-660.2	Sonda a foglia di mirto (Ø 2 mm)	160 mm	1 pz.
32-660.3	Sonda a foglia di mirto (Ø 2 mm)	200 mm	1 pz.
32-661.1	Sonde guida scanalata	145 mm	1 pz.
32-661.2	Sonde guida scanalata	160 mm	1 pz.
32-662.1	Sonde per gozzo bottonuta (Ø 1,5 mm)	145 mm	1 pz.
32-662.2	Sonde per gozzo bottonuta (Ø 1,5 mm)	160 mm	1 pz.
32-662.3	Sonde per gozzo bottonuta (Ø 1,5 mm)	180 mm	1 pz.
32-662.4	Sonde per gozzo bottonuta (Ø 1,5 mm)	200 mm	1 pz.
32-662.5	Sonde per gozzo bottonuta (Ø 1,5 mm)	250 mm	1 pz.

### Caratteristiche funzionali

Materiale: acciaio inossidabile

Sterilizzazione: non prevista

*Il prodotto è utilizzato per autopsia, pertanto non può essere definito dispositivo medico, in conformità a quanto stabilito dal Ministero della Salute con la Circolare del 4 novembre 2011 ("si presume che il fabbricante non possa applicare a detti prodotti la definizione di dispositivo medico quale prodotto impiegato sull'uomo "... a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia ..." in quanto i prodotti di cui trattasi, alla luce della loro destinazione d'uso non possono rientrare nell'ambito di applicazione del decreto stesso e, pertanto, non devono recare la marcatura CE dei dispositivi medici").*